

Enterprise Brief Introduction 企业简介

余姚市通济医疗器械有限公司成立于2011年10月，是一家专业研发、生产和销售骨科矫形康复器具的公司，位于浙江省余姚市，距离上海浦东国际机场约3小时车程，距离萧山国际机场、宁波栎社国际机场约1小时车程，公司主要产品有通济可调节颈托、腰围、各种支具，适用于人体的颈部、躯干和四肢的肌肉、韧带和关节的各种损伤，产品用对人体无害无毒的新型高分子材料制成，具有抗菌、防霉、抗静电特性，其保温、防护、支持三个基本特性和符合人体解剖、生理和运动特点，集治疗、康复、运动防护于一体，畅销世界十多个国家和地区。公司还承接各种支具厂家、公司的OEM订单，竭诚为客户服务！

Yuyao Tongji Medical Instrument Co., Ltd. was established in October 2011. It is a professional R & D, production and sales of orthopedic orthopedic rehabilitation equipment company, located in Yuyao City, Zhejiang Province, from Shanghai Pudong International Airport about 3 hours by car from the Xiaoshan International Airport , Ningbo Lishe International Airport about 1 hour drive, the company's main products are Tongji adjustable neck care, waist circumference, all kinds of brace, apply to the human body's neck, trunk and limbs of the muscles, ligaments and joints of various injuries, The product is made of non-toxic non-toxic new polymer material, with anti-bacterial, anti-mildew, antistatic properties, its insulation, protection, support three basic characteristics and meet the human anatomy, physiological and motor characteristics, set treatment, rehabilitation , Sports protection in one, selling the world more than 10 countries and regions. The company also undertake all kinds of brazing manufacturers, the company's OEM orders and dedication to customer service!

Care of your every moment !

呵护您的每一刻！



The patent certificate

专利证书



享受生活 爱护自己
Enjoy life take good care of yourself

CONTENTS | 目录

Cervical collar

颈椎固定器(颈托)

Cervical collar

颈椎固定器(颈托)

04

TJ-JT

Lumbar holder

腰椎固定器(腰托)

07

TJ-YZ-01

TJ-YZ-02

TJ-YZ-03

Medical brace

医用外固定支具(矫形鞋)

10

TJ-JZ-01

TJ-JZ-02

TJ-JZ-03

Foot fixator

足部固定器

13

TJ-ZB



颈椎固定器 TJ-JT（颈托）

产品特征

- ◆ 能提供超强固定
- ◆ 防霉，抗菌，抗静电
- ◆ 能佩戴着进行各种扫描检测

适应症

- ◆ 颈椎创伤患者的预防
- ◆ 颈椎手术的手术前后固定
- ◆ 颈椎退行性疾病
- ◆ 颈椎管狭窄
- ◆ 颈椎滑脱

注意

- ◆ 该产品是建议单一病人使用，不要多个病人重复使用
- ◆ 应以病人的颈长·颈高而非身高选择围领尺码

订购信息

规格	颈高 (cm)
L	15
M	14
S	13
XS	12
注：颜色、特殊规格可定制。	



常规款

颈椎固定器 TJ-JT（颈托）

产品特征

- ◆ 能提供超强固定
- ◆ 防霉，抗菌，抗静电
- ◆ 能佩戴着进行各种扫描检测

适应症

- ◆ 颈椎创伤患者的预防
- ◆ 颈椎手术的手术前后固定
- ◆ 颈椎退行性疾病
- ◆ 颈椎管狭窄
- ◆ 颈椎滑脱

注意

- ◆ 该产品是建议单一病人使用，不要多个病人重复使用
- ◆ 应以病人的颈长·颈高而非身高选择围领尺码

订购信息

规格	颈高 (cm)
L	15
M	14
S	13
XS	12
注：颜色、特殊规格可定制。	



海绵加厚款

Cervical collar TJ-JT

Product Features

- ◆ Superior immobilization
- ◆ Anti-mildew, anti-bacterial, anti-static
- ◆ Compatible with all imaging modalities

Indications

- ◆ Prevention for cervical trauma patients
- ◆ Immobilization for pre and post c-spine surgery
- ◆ Cervical degenerative disease
- ◆ Cervical stenosis
- ◆ Cervical spondylolisthesis

NOTE

- ◆ The product is advised for single patient, do notvre-use for more than one patient
- ◆ Size choices should be based on the patient' s neck length, do not based on tall

Ordering Information

Specification	Neck height (cm)
L	15
M	14
S	13
XS	12
Note:Colors and special specifications can be customized.	



Conventional

Cervical collar TJ-JT

Product Features

- ◆ Superior immobilization
- ◆ Anti-mildew, anti-bacterial, anti-static
- ◆ Compatible with all imaging modalities

Indications

- ◆ Prevention for cervical trauma patients
- ◆ Immobilization for pre and post c-spine surgery
- ◆ Cervical degenerative disease
- ◆ Cervical stenosis
- ◆ Cervical spondylolisthesis

NOTE

- ◆ The product is advised for single patient, do notvre-use for more than one patient
- ◆ Size choices should be based on the patient' s neck length, do not based on tall

Ordering Information

Specification	Neck height (cm)
L	15
M	14
S	13
XS	12
Note:Colors and special specifications can be customized.	



Sponge thickening

Lumbar holder

腰椎固定器（腰托）



腰椎固定器 TJ-YZ-01（腰托01）

产品特征

- ◆ 本品透气网状面料，佩戴舒适，经久耐用；可贴身或隔衣佩戴
- ◆ 大拉环便于被找到，使用时手指紧扣并用力牵拉
- ◆ 适用腰围50-120cm

适应症

- ◆ 各种急性，慢性腰部损伤
- ◆ 腰椎间盘突出症，腰椎术后康复
- ◆ 腰椎骨质增生，骨质疏松引起的腰痛

注意

- ◆ 高热、出血倾向、配戴部位皮肤损伤者禁用
- ◆ 急性软组织损伤24小时后使用
- ◆ 对本品过敏者慎用，可能引起皮肤发红、灼热现象，产品取下，现象自然消失
- ◆ 严禁浸入水中泡洗，可用清水轻轻拭擦。勿用洗洁剂、漂白剂洗涤

订购信息

规格	尺寸	腰围(cm)
XXL	130×22	100-120
XL	120×22	94-107
L	110×22	80-93
M	100×22	67-84
S	90×22	50-70
注：颜色、特殊规格可定制。		



腰椎固定器 TJ-YZ-02（腰托02）

产品特征

- ◆ 本品透气网状面料，佩戴舒适，经久耐用；可隔衣佩戴
- ◆ 大拉环便于被找到，使用时手指紧扣并用力牵拉
- ◆ 适用腰围50-120cm

适应症

- ◆ 各种急性，慢性腰部损伤
- ◆ 腰椎间盘突出症，腰椎术后康复
- ◆ 腰椎骨质增生，骨质疏松引起的腰痛

注意

- ◆ 高热、出血倾向、配戴部位皮肤损伤者禁用
- ◆ 急性软组织损伤24小时后使用
- ◆ 对本品过敏者慎用，可能引起皮肤发红、灼热现象，产品取下，现象自然消失
- ◆ 严禁浸入水中泡洗，可用清水轻轻拭擦。勿用洗洁剂、漂白剂洗涤

订购信息

规格	尺寸	腰围(cm)
XXL	130×22	100-120
XL	120×22	94-107
L	110×22	80-93
M	100×22	67-84
S	90×22	50-70
注：颜色、特殊规格可定制。		



腰椎固定器 TJ-YZ-03（收腹腰托）

产品特征

- ◆ 双层织物面料，无弹力受力均匀
- ◆ 不易粘连污渍，可简单清洗
- ◆ 适用腰围53-122cm

适应症

- ◆ 强力支撑腰部，提升脊柱稳定性，减轻压力
- ◆ 对产后恢复具有良好的助收缩腹效果

注意

- ◆ 高热、出血倾向、配戴部位皮肤损伤者禁用
- ◆ 急性软组织损伤24小时后使用
- ◆ 对本品过敏者慎用，可能引起皮肤发红、灼热现象，产品取下，现象自然消失
- ◆ 严禁浸入水中泡洗，可用清水轻轻拭擦。勿用洗洁剂、漂白剂洗涤

订购信息

规格	尺寸	腰围(cm)
XXL	120×22	104-122
XL	110×22	91-107
L	100×22	79-91
M	90×22	56-79
S	80×22	53-67
注：颜色、特殊规格可定制。		



Lumbar holder TJ-YZ-01

Product Features

- ◆ This product is breathable mesh fabric, wearing comfortable, durable; Can close or clothes to wear
- ◆ Large TAB is easy to be found, when using fingers clasp and pull it hard
- ◆ Suitable for waist circumference 50–120cm

Indications

- ◆ Various acute and chronic waist injury
- ◆ Lumbar disc disease, lumbar spinal postoperative rehabilitation
- ◆ Lumbar bone hyperplasia, osteoporosis caused by low back pain

NOTE

- ◆ High fever, bleeding tendency, wearing parts skin lesions are prohibited
- ◆ Acute soft tissue injury after 24 hours of use
- ◆ Allergy to this product with caution, may cause the skin redness, burning phenomenon, take out the product and phenomenon disappear naturally
- ◆ It is forbidden to the water soak, usable water gently cleansing. Do not use detergent, bleach washing

Ordering Information

Specification	size	waistline(cm)
XXL	130×22	100-120
XL	120×22	94-107
L	110×22	80-93
M	100×22	67-84
S	90×22	50-70
Note:Colors and special specifications can be customized.		



Lumbar holder TJ-YZ-02

Product Features

- ◆ This product is breathable mesh fabric, wearing comfortable, durable; Can be worn on clothes
- ◆ Large TAB is easy to be found, when using fingers clasp and pull it hard
- ◆ Suitable for waist circumference 50–120cm

Indications

- ◆ Various acute and chronic waist injury
- ◆ Lumbar disc disease, lumbar spinal postoperative rehabilitation
- ◆ Lumbar bone hyperplasia, osteoporosis caused by low back pain

NOTE

- ◆ High fever, bleeding tendency, wearing parts skin lesions are prohibited
- ◆ Acute soft tissue injury after 24 hours of use
- ◆ Allergy to this product with caution, may cause the skin redness, burning phenomenon, take out the product and phenomenon disappear naturally
- ◆ It is forbidden to the water soak, usable water gently cleansing. Do not use detergent, bleach washing

Ordering Information

Specification	size	waistline(cm)
XXL	130×22	100-120
XL	120×22	94-107
L	110×22	80-93
M	100×22	67-84
S	90×22	50-70
Note:Colors and special specifications can be customized.		



Lumbar holder TJ-YZ-03

Product Features

- ◆ Double-layer fabric with no elastic force
- ◆ Not easy to stick stains, easy to clean
- ◆ Suitable for waist circumference 53–122cm

Indications

- ◆ Strong support for the waist, improve spinal stability and reduce stress
- ◆ Has a good effect on the contraction of the abdomen for postpartum recovery

NOTE

- ◆ High fever, bleeding tendency, wearing parts skin lesions are prohibited
- ◆ Acute soft tissue injury after 24 hours of use
- ◆ Allergy to this product with caution, may cause the skin redness, burning phenomenon, take out the product and phenomenon disappear naturally
- ◆ It is forbidden to the water soak, usable water gently cleansing. Do not use detergent, bleach washing

Ordering Information

Specification	size	waistline(cm)
XXL	120×22	104-122
XL	110×22	91-107
L	100×22	79-91
M	90×22	56-79
S	80×22	53-67
Note:Colors and special specifications can be customized.		



医用外固定支具 TJ-JZ-01 (矫形鞋01)



产品特征

- ◆ 能提供超强固定
- ◆ 备有短桶型或标准长筒型
- ◆ 独一无二的脚底吸震功能，有效减轻步行间脚跟接触地时的震荡

适应症--长筒型

- ◆ II、III 级踝关节扭伤
- ◆ 软组织创伤
- ◆ 稳定性骨折（跟骨，距骨，趾骨，趾骨等足骨骨折）
- ◆ 手术后使用（内固定后期）
- ◆ 创伤及康复期使用

订购信息

规格	足长（mm）	欧码
L	245-280	39.5-44
M	220-245	36-39.5
S	< 220	< 36
注：颜色、特殊规格可定制。		

医用外固定支具 TJ-JZ-02 (矫形鞋02)



产品特征

- ◆ 能提供超强固定
- ◆ 备有短桶型或标准长筒型
- ◆ 独一无二的脚底吸震功能，有效减轻步行间脚跟接触地时的震荡

适应症--短筒型

- ◆ I、II 级踝关节扭伤
- ◆ 稳定性足部骨折及软组织损伤
- ◆ 中足至前足创伤
- ◆ 术后及康复，如：囊肿切除术，拇外翻手术，截骨术等

订购信息

规格	足长（mm）	欧码
L	245-280	39.5-44
M	220-245	36-39.5
S	< 220	< 36
注：颜色、特殊规格可定制。		

医用外固定支具 TJ-JZ-03 (气囊矫形鞋)



产品特征

- ◆ 两个可调节后侧气装
- ◆ 足底减压技术
- ◆ 轻便弧形鞋底，经实验验证可协助模拟自然步态

适应症--短筒型

- ◆ 趾骨骨折
- ◆ 足前部和中间足部损伤
- ◆ 踝部和足部软组织损伤

订购信息

规格	足长（mm）	欧码
L	275-305	43-47
M	240-275	39-43
S	215-240	35-39
注：颜色、特殊规格可定制。		

Medical bracer TJ-JZ-01



Product Features

- ◆ Superior immobilization
- ◆ Short cylinder type or long cylinder type
- ◆ Unique foot shock-absorbing function, reduce the shock of walking effectively

Indications--long cylinder type

- ◆ II、III grade of ankle sprain
- ◆ The soft tissue trauma
- ◆ Stability fracture (calcaneus, talus, phalanges, phalanges, etc.)
- ◆ Bone fracture
- ◆ After operation(within a fixed period)
- ◆ Trauma and rehabilitation period

Ordering Information

Specification	Full length(mm)	European code
L	245-280	39.5-44
M	220-245	36-39.5
S	< 220	< 36
Note:Colors and special specifications can be customized.		

Medical bracer TJ-JZ-02



Product Features

- ◆ Superior immobilization
- ◆ Short cylinder type or long cylinder type
- ◆ Unique foot shock-absorbing function, reduce the shock of walking effectively

Indications--short cylinder type

- ◆ I、II grade of ankle sprain
- ◆ Stable fracture and soft tissue injury
- ◆ Foot trauma
- ◆ Rehabilitation period(such as:cyst excision,hallux valgus osteotomy operation,etc.)

Ordering Information

Specification	Full length(mm)	European code
L	245-280	39.5-44
M	220-245	36-39.5
S	< 220	< 36
Note:Colors and special specifications can be customized.		

Medical bracer TJ-JZ-03



Product Features

- ◆ Two adjustable rear side airbag devices
- ◆ Foot bottom decompression technology
- ◆ Light curved soles, experimentally proven to help simulate natural gait

Indications--short cylinder type

- ◆ Metatarsal fracture
- ◆ Foot front and middle foot injuries
- ◆ Ankle and foot soft tissue damage

Ordering Information

Specification	Full length(mm)	European code
L	275-305	43-47
M	240-275	39-43
S	215-240	35-39
Note:Colors and special specifications can be customized.		

Foot fixator TJ-ZB

足部固定器 TJ-ZB



此款专为糖尿病足，足部骨折，
拇外翻手术后特制矫形鞋
This special orthopaedic shoe is
specially designed for diabetic foot,
foot fracture and hallux valgus
surgery.

订购信息:

型号	TJ-ZB				
规格 (码)	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44
足长 (mm)	225-230	235-240	245-250	255-260	265-270
注：颜色、特殊规格可定制					

Order information:

Model	TJ-ZB				
Specifications (code)	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44
Foot length (mm)	225-230	235-240	245-250	255-260	265-270
Note: Colors and special specifications can be customized.					



商品尺寸

S:25*32cm(适合38号以下)
M:27*36cm(适合38-42号)
L:29*38cm(适合42号以上)