



JLL-Q07
球型防褥疮气床垫
Spherical anti-decubitus air mattress
规格: 2300×900mm
功能: 波动按摩



JLL-T01C
一体条形防褥疮气床垫
All-rylene strip anti-decubitus air mattress
规格: 2300×900mm
功能: 波动按摩



JLL-T01A
条形防褥疮气床垫
Strip anti-decubitus air mattress
规格: 2000×900mm
功能: 波动、睡眠。



JLL-T02A
CPR防褥疮气床垫
CPR anti-decubitus air mattress
规格: 2000×900mm
功能: 波动、睡眠、快速放气、头部不波动。



PVC充气坐垫
规格: 450×450mm



植绒方形充气坐垫
规格: 450×450mm



PVC充气便盆
规格: 400×360mm



圆形植绒充气坐垫
规格: 外直径400mm



3D气囊坐垫
规格: 450×450mm

卧床护理新方向
线上线下**全国招商**


智能 JLL-T06C/D

智能触屏、带遥控器

功能：起背、翻身、抬腿，可以单独使用，起背和抬腿可以同时使用；左右翻身可以定时翻身。气压不足或者异常断电会出现报警，提醒护理人员。

Smart touch screen, with remote control

Function: Back-up, turn-over, leg-lifting, can be used alone, back-up and leg-lifting can be used at the same time; turn left and right to turn over regularly. There will be an alarm if the air pressure is insufficient or abnormal power failure to remind the nursing staff.



产品型号	Product number	JLL-T06C/D
规格尺寸	Standard sizes	1900mm×900mm (±100mm)
起背角度	Back angle	≤45° (±5°)
翻身角度	Rollover angle	≤30° (±5°)
抬腿角度	Leg raise angle	≤30° (±5°)
产品重量	Product number	11kg
包装尺寸	Package dimensions	460mm ×300mm×370mm



下列型号规格尺寸 (Standard sizes) : 1900mm×900mm (±100mm)

■ JLL-T04A/B

功能：具有普通气垫的波动功能和睡眠功能，另外具有左翻身、右翻身功能。
B款式带便孔功能。

Function: It has the fluctuating function and sleep function of ordinary air cushion, and also has the function of turning left and turning right.
The B style has the function of a toilet hole.



■ JLL-T05A/B

功能：具有普通气垫的波动功能和睡眠功能，另外具有起背、抬腿功能。
B款式带便孔功能。

Function: It has the wave function and sleep function of ordinary air cushion, and also has the function of back and leg raising.
The B style has the function of a toilet hole.



■ JLL-T05C

功能：具有普通气垫的波动功能和睡眠功能，另外具有起背功能。

Function: It has the wave function and sleep function of ordinary air cushion, and also has the function of back-up.



■ JLL-T06A/B

功能：具有普通气垫的波动功能和睡眠功能，另外具有起背功能、翻身功能。
B款式带便孔功能。

Function: It has the wave function and sleep function of ordinary air cushion, and also has the function of back-up and turning over.
The B style has the function of a toilet hole.



产品适用范围：供卧床病人作防治褥疮用。			
产品类别	产品型号	产品特点	装箱数量
普通款式	T01A	条形分体，每条可单独拆卸 循环波动、睡眠。	6件/箱
	T01C	一体成型条形垫体， 循环波动、睡眠。	6件/箱
	Q07A	一体成型球型垫体， 循环波动、睡眠。	6件/箱
升级款式	T02A	条形分体，循环波动、睡眠。 头部不波动，带CPR快速放气装置。	6件/箱
机械款	T04A/B	条形分体，循环波动、睡眠。 具备左翻身、右翻身功能。	3件/箱
	T05A/B	条形分体，循环波动、睡眠。 具备起背、抬腿功能。	3件/箱
	T05C	条形分体，循环波动、睡眠。 具备起背功能。	3件/箱
	T06A/B	条形分体，循环波动、睡眠。 具备起背、左右翻身功能。	3件/箱
智能款	T06C/D	条形分体，循环波动、睡眠。 具备起背、左右翻身、抬腿功能。 智能气泵并配有遥控器。	3件/箱

★ 机械款和智能款为多功能款式，为本公司专利产品。



河北君老乐医疗科技有限公司
Hebei junlaole medical technology co.,LED

公司资质 COMPANY PROFILE



公司简介 COMPANY PROFILE

河北君乐乐医疗科技有限公司专业从事于医疗产品和老年人用品的研发、制造和营销。目前我公司主要产品有：防褥疮气床垫、手动翻身护理床、医用病床、医院、养老院用单双摇病床及配件等老年人用品等系列60多个品种，产品销往全国多个省市地区，受到了各界客户的青睐。

公司拥有大批从事医疗器械行业多年、销售经验丰富的专业人员。我们以打造一流健康产业工厂为发展目标，以优质的产品、专业的服务、先进的物流管理体系、完善的售后服务，满足客户要求为己任，以传递健康、拥有快乐的服务理念，以专业服务、关爱感恩、快乐执行为企业文化。秉持严把质量关，以服务为本，以客户为中心，以产品为纽带，以市场为导向的经营宗旨，在业内外享有良好的声誉，使我们与客户之间建立广泛、持久的合作关系。为保证向客户提供可以依赖的优质产品，公司已经全面推行了质量管理，建立了设计、制造、检测、销售服务及质量反馈等一整套质量保证体系。

公司拥有较强的产品开发、生产和售后服务能力，由多名技术人员从事产品开发和各项服务研究。公司率先在全国提出和积极推广评估适配理念，殷切希望我们的产品和服务能为您和各级机构奉献一份力量。

护腰

H07
Waist support
专利设计
号码: S/M/L/XL



H08
Waist support
多重加固
号码: S/M/L/XL



空气波



空气波机械泵
Air wave mechanical pump



空气波智能泵
Air wave smart pump



空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动。

The air wave pressure therapy instrument is mainly used to inflate and deflate the multi-chamber airbag in order to form a circulating pressure on the limbs and tissues, and evenly and orderly squeeze the distal end of the limb to the proximal end of the limb to promote blood and blood pressure. The flow of lymph.