




高硼硅蓝盖试剂瓶



高硼硅容量瓶



耐压管



核磁管清洗装置



梨形分液漏斗




臭气采样瓶



三口液相流动相瓶



补料瓶



夹套烧杯



开口反应器



夹套反应釜




夹套开口反应器



孟氏洗瓶



全包夹套烧瓶



恒压滴液漏斗



球形滴液漏斗



COD回流装置



索氏提取器



磨口挥发油测定器




防倒吸鼓泡器



5221分馏头



三角薄层喷瓶



高真空双排分配器



干燥塔



微量蒸馏器



溶剂蒸馏头



球磨口烧瓶



1801蒸馏器



三通接头



存储瓶



反应管



螺口三角烧瓶




液相流动相瓶



污水瓶



梨形分液漏斗 (螺纹)



粘度计



半包式夹套烧瓶



具标口闪式层析柱



半包式夹套烧瓶具活塞



减压蒸馏装置



蛇形冷凝管



直四口烧瓶



溶剂转移接头



接收器



可拆小嘴冷凝管



夹套反应釜具高真空



夹套层析柱



砂芯过滤装置



真空干燥器



李氏比重瓶



三通蒸馏接收管



油水分离器



四通瓶



水份测定仪



螺口温度计套管



茄形反应瓶




开口反应器



具玻璃板布什漏斗



上嘴抽滤瓶



高硼硅试管

PRODUCT CATALOG

产品目录



01 玻璃器皿-标准口系列

Page 01-19

02 玻璃器皿-漏斗系列

Page 20-23

03 玻璃器皿-层析柱系列

Page 23-25

04 玻璃器皿-套装系列

Page 26-31

05 玻璃器皿-常规系列

Page 32-38

06 实验耗材/实验设备系列


Page 39-47



直形冷凝管（厚壁制作）

三爱思冷凝管，均采用高硼硅厚壁管材，并采用车床辅助焊接更端正。直形冷凝管，因为规格较多，以下默认标口尺寸为24/29。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
A112420	200mm	38*315	24*24
A112430	300mm	38*415	24*24
A112440	400mm	38*515	24*24
A112450	500mm	50*615	24*24
A112460	600mm	50*715	24*24




球形冷凝管（厚壁制作）

货号	规格	管径*总长*球	上标口*下标口
A122420	200mm	38*315*4	24*24
A122430	300mm	38*415*6	24*24
A122440	400mm	38*515*8	24*24
A122450	500mm	50*615*8	24*24
A122460	600mm	50*715*10	24*24



蛇形冷凝管（厚壁制作）

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
A132420	200mm	38*315	24*24
A132430	300mm	38*415	24*24
A132440	400mm	38*515	24*24
A132450	500mm	50*615	24*24
A132460	600mm	55*715	24*24



蛇形回流冷凝管（厚壁制作）

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
A142420	200mm	45*320	24*24
A142430	300mm	45*420	24*24
A142440	400mm	45*520	24*24
A142450	500mm	50*620	24*24
A142460	600mm	55*720	24*24



三爱思空气冷凝管均采用高硼硅厚壁管材制作，车床辅助焊接。以下规格标口尺寸均为24/29。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
A152420	200mm	15*260	24*24
A152430	300mm	15*360	24*24
A152440	400mm	15*460	24*24
A152450	500mm	15*560	24*24
A152460	600mm	15*660	24*24

三爱思填充柱均采用高硼硅厚壁管材制作，车床辅助焊接。以下规格标口尺寸均为24/29。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
A162420	200mm	30*260	24*24
A162430	300mm	30*360	24*24
A162440	400mm	30*460	24*24
A162450	500mm	30*560	24*24
A162460	600mm	30*660	24*24

玻璃弹簧式填充物

又名：弹簧填料。很小的弹簧状玻璃丝，置于分馏柱中作为填充物。其作用原理与垂刺分馏中的垂刺相同。它的优点是易于拆卸和清洗。注：200克/盒

货号	直径mm*长度mm	包装
A170200	3.5*12	200克/盒

刺形蒸馏柱，以下默认标口尺寸为24/29，19/26的价格和24/29一致。其他的标口需要订制。

货号	规格	管径*刺长	上标口*下标口
A212420	200mm	30*200	24*24
A212430	300mm	30*300	24*24
A212440	400mm	30*400	24*24
A212450	500mm	30*500	24*24
A212460	600mm	30*600	24*24

具支刺形蒸馏柱，以下默认标口尺寸为24/29，19/26的价格和24/29一致。其他的标口需要订制。

货号	规格	管径*刺长	三个磨口
A222420	200mm	30*200	24/29
A222430	300mm	30*300	24/29
A222440	400mm	30*400	24/29
A222450	500mm	30*500	24/29
A222460	600mm	30*600	24/29

友情提醒：本目录测量尺寸单位为mm，手工测量有误差，仅供参考。



冷凝管（厚壁制作）

三爱思冷凝管，均采用高硼硅厚壁管材，并采用车床辅助焊接更端正。

可拆小嘴直形冷凝管，因为规格较多，以下默认标口尺寸为24/29。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
C112420	200mm	38*315	24*24
C112430	300mm	38*415	24*24
C112440	400mm	38*515	24*24
C112450	500mm	50*615	24*24
C112460	600mm	50*715	24*24

可拆小嘴球形冷凝管，因为规格较多，以下默认标口尺寸为24/29。

货号	规格	管径*总长*球	上标口*下标口
C122420	200mm	38*315*4	24*24
C122430	300mm	38*415*6	24*24
C122440	400mm	38*515*8	24*24
C122450	500mm	50*615*8	24*24
C122460	600mm	50*715*10	24*24

可拆小嘴蛇形冷凝管，因为规格较多，以下默认标口尺寸为24/29。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
C132420	200mm	38*315	24*24
C132430	300mm	38*415	24*24
C132440	400mm	38*515	24*24
C132450	500mm	50*615	24*24
C132460	600mm	55*715	24*24

可拆小嘴蛇形回流冷凝管，因为规格较多，以下默认标口尺寸为24/29。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口
C142420	200mm	45*320	24*24
C142430	300mm	45*420	24*24
C142440	400mm	45*520	24*24
C142450	500mm	50*620	24*24
C142460	600mm	55*720	24*24



三爱思冷凝管均采用高硼硅厚壁管材制作，车床辅助焊接。
蛇形回流冷凝管配反应釜，上标口29/32下标口40/38。

货号	管径*总长	上标口*下标口
C150420	420mm	85*420
此冷凝管，可以根据客户需求定制。		

COD回流装置：
250ML套装：300mm/24球形冷凝管+250ML/24磨口三角烧瓶
500ML套装：400mm/24球形冷凝管+500ML/24磨口三角烧瓶

COD球形冷凝管：

货号	规格	管径*总长*球数	下标口
A992430	300mm	38*320*6	24/29
A992440	400mm	38*420*8	24/29

配套的磨口三角烧瓶：

货号	规格	标口
A994250	250ML	24/29
A994500	500ML	24/29

此为1801蒸馏器配套的冷凝管，1801蒸馏器的价格详见后页。
此冷凝管，均采用高硼硅厚壁管材制作，车床辅助焊接。

货号	规格	有效长度	标口
A181420	500ML	200	14/23
A181425	1000ML	250	14/23
A181930	2000ML	300	19/26

冷指冷凝器

小嘴外径10mm。

货号	磨口	冷凝部分长度（mm）
A191410	14/23	100
A191910	19/26	100
A192415	24/29	150
A192420	24/29	200
A192422	24/29	220
A192425	24/29	250



单口烧瓶

又名单颈烧瓶。厚壁设计，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，厚薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。



货号	规格	球径	颈长	厚度	标口
S111410	10ml	37±1			14/23
S111925	25ml	42±1			19/26
S112450	50ml	53±1	20-25	2-2.5	24/29
S114100	100ml	65±2	20-25	2-2.5	24/29
S114250	125ml	70±2	20-25	2-2.5	24/29
S114150	150ml	75±2	20-25	2-2.5	24/29
S114200	200ml	80±2	20-25	2-2.5	24/29
S114250	250ml	84±2	20-25	2-2.5	24/29
S114500	500ml	105±2	20-25	2-2.5	24/29
S11241L	1000ml	135±2	30-35	2-2.5	24/29
S11291L	1000ml	135±2	30-35	2-2.5	29/32
S11242L	2000ml	166±3	30-40	2-3	24/29
S11292L	2000ml	166±3	30-40	2-3	29/32
S11243L	3000ml	195±3	30-40	2.1-3.5	24/29
S11293L	3000ml	195±3	30-40	2.1-3.5	29/32
S11245L	5000ml	230±3	50-60	2.3-3.5	24/29
S11210L	10000ml	290±3	50-60	2.5-4	40/38
S11220L	20000ml	355±3	50-60	3-5	40/38
S11230L	30000ml	420±4	60-70	3.5-5	40/38
S11250L	50000ml	470±4	60-70	3.5-5	40/38
S12505L	5000ml	230±3	50-60	2.3-3.5	50法兰口



球磨口单口圆底球瓶

简称：球磨口烧瓶，可用于做旋转蒸发仪上的接收瓶。

货号	规格	球径	颈长	厚度	磨口
S143550	50ml	53±1	20-25	2-2.5	35/20
S148100	100ml	65±2	20-25	2-2.5	35/20
S148250	250ml	84±2	20-25	2-2.5	35/20
S148500	500ml	105±2	20-25	2-2.5	35/20
S14351L	1000ml	130±2	20-25	2-2.5	35/20

斜二口烧瓶

圆底磨口烧瓶，厚壁，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，厚薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。



货号	规格	主磨口	侧磨口
S171950	50ml	19/26	19/26
S172450	50ml	24/29	24/29
S170100	100ml	14/23	14/23
S171100	100ml	19/26	19/26
S174100	100ml	24/29	24/29
S174150	150ml	24/29	24/29
S174250	250ml	24/29	24/29
S174500	500ml	24/29	24/29
S17241L	1000ml	24/29	24/29
S17242L	2000ml	24/29	24/29

直二口烧瓶

圆底磨口烧瓶，厚壁，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，厚薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。



货号	规格	主磨口	侧磨口
S181950	50ml	19/26	19/26
S182450	50ml	24/29	24/29
S181100	100ml	19/26	19/26
S184100	100ml	24/29	24/29
S184150	150ml	24/29	24/29
S184250	250ml	24/29	24/29
S184500	500ml	24/29	24/29
S18241L	1000ml	24/29	24/29

单口平底烧瓶

厚壁设计，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以球壁厚度厚，且厚薄均匀，坚固耐用热传导好，清洗时不易破裂。



货号	规格	标口
S264100	100ml	24/29
S264150	150ml	24/29
S264200	200ml	24/29
S264250	250ml	24/29
S264500	500ml	24/29
S26241L	1000ml	24/29

斜三口烧瓶

圆底磨口烧瓶，厚壁，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。
以下标口：简写14代表标口14/23，19代表19/26，24代表24/29，29代表29/32，40代表40/38，50代表50/42。



货号	规格	侧口*主口*侧口
S191450	50ml	14*3
S191950	50ml	19*3
S19050B	50ml	19*24*19
S19050A	100ml	14*19*14
S191100	100ml	19*3
S19100B	100ml	19*24*19
S194100	100ml	24*3
S191150	150ml	19*3
S19150B	150ml	19*24*19
S194150	150ml	24*3
S191250	250ml	19*3
S19250B	250ml	19*24*19
S194250	250ml	24*3
S191500	500ml	19*3
S19500B	500ml	19*24*19
S194500	500ml	24*3
S19241L	1000ml	24*3
S19242L	2000ml	24*3
S1902LC	2000ml	24*29*24
S1902LE	2000ml	24*40*24
S19243L	3000ml	24*3
S1903LC	3000ml	24*29*24
S1903LE	3000ml	24*40*24
S19245L	5000ml	24*3
S1905LC	5000ml	24*29*24
S1905LE	5000ml	24*40*24
S1910LE	10000ml	24*40*24
S1910LF	10000ml	24*50*24
S1920LE	20000ml	24*40*24
S1920LF	20000ml	24*50*24
S1930LE	30000ml	24*40*24
S1930LF	30000ml	24*50*24
S1950LE	50000ml	24*40*24
S1950LF	50000ml	24*50*24

直三口烧瓶

圆底磨口烧瓶，厚壁，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。
以下标口：简写14代表标口14/23，19代表19/26，24代表24/29，29代表29/32，40代表40/38，50代表50/42。



货号	规格	侧口*主口*侧口
S211450	50ml	14*3
S211950	50ml	19*3
S21050B	50ml	19*24*19
S21050A	100ml	14*19*14
S211100	100ml	19*3
S21100B	100ml	19*24*19
S214100	100ml	24*3
S211150	150ml	19*3
S21150B	150ml	19*24*19
S214150	150ml	24*3
S211250	250ml	19*3
S21250B	250ml	19*24*19
S214250	250ml	24*3
S211500	500ml	19*3
S21500B	500ml	19*24*19
S214500	500ml	24*3
S21241L	1000ml	24*3
S21242L	2000ml	24*3
S2102LC	2000ml	24*29*24
S2102LE	2000ml	24*40*24
S21243L	3000ml	24*3
S2103LC	3000ml	24*29*24
S2103LE	3000ml	24*40*24
S21245L	5000ml	24*3
S2105LC	5000ml	24*29*24
S2105LE	5000ml	24*40*24
S2110LE	10000ml	24*40*24
S2110LF	10000ml	24*50*24
S2120LE	20000ml	24*40*24
S2120LF	20000ml	24*50*24
S2130LE	30000ml	24*40*24
S2130LF	30000ml	24*50*24
S2150LE	50000ml	24*40*24
S2150LF	50000ml	24*50*24

斜四口烧瓶

圆底磨口烧瓶，厚壁，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。
以下标口：简写14代表标口14/23，19代表19/26，24代表24/29，29代表29/32，40代表40/38，50代表50/42。



货号	规格	侧 口*主口*侧口
S221100	100ml	19*4
S22100B	100ml	19*3*24
S224100	100ml	24*4
S221250	250ml	19*4
S22250B	250ml	19*3*24
S224250	250ml	24*4
S221500	500ml	19*4
S22500B	500ml	19*3*24
S224500	500ml	24*4
S22241L	1000ml	24*4
S2201LE	1000ml	24*3*40
S22242L	2000ml	24*4
S2202LC	2000ml	24*3*29
S2202LE	2000ml	24*3*40
S22243L	3000ml	24*4
S2203LC	3000ml	24*3*29
S2203LE	3000ml	24*3*40
S22245L	5000ml	24*4
S2205LE	5000ml	24*3*40
S2210LE	10000ml	24*3*40
S2210LF	10000ml	24*3*50
S2220LE	20000ml	24*3*40
S2220LF	20000ml	24*3*50
S2230LE	30000ml	24*3*40
S2230LF	30000ml	24*3*50
S2250LE	50000ml	24*3*40
S2250LF	50000ml	24*3*50

直四口烧瓶

圆底磨口烧瓶，厚壁，1000ml以下的瓶子都用玻璃管手工吹制而成，所以壁厚，薄均匀，坚固耐用、热传导好，清洗时不易破裂。另外各种标口的均可另行定制。
以下标口：简写14代表标口14/23，19代表19/26，24代表24/29，29代表29/32，40代表40/38，50代表50/42。



货号	规格	侧 口*主口*侧口
S231100	100ml	19*4
S23100B	100ml	19*3*24
S231250	250ml	19*4
S23250B	250ml	19*3*24
S234250	250ml	24*4
S231500	500ml	19*4
S23500B	500ml	19*3*24
S234500	500ml	24*4
S23241L	1000ml	24*4
S2301LE	1000ml	24*3*40
S23242L	2000ml	24*4
S2302LC	2000ml	24*3*29
S2302LE	2000ml	24*3*40
S23243L	3000ml	24*4
S2303LC	3000ml	24*3*29
S2303LE	3000ml	24*3*40
S23245L	5000ml	24*4
S2305LE	5000ml	24*3*40
S2310LE	10000ml	24*3*40
S2310LF	10000ml	24*3*50
S2320LE	20000ml	24*3*40
S2320LF	20000ml	24*3*50
S2330LE	30000ml	24*3*40
S2330LF	30000ml	24*3*50
S2350LE	50000ml	24*3*40
S2350LF	50000ml	24*3*50



侧边具螺纹口四口圆底烧瓶

螺纹口可插温度计, 另可接受其他标口的订制。

货号	规格	主口	侧口
S29250S	250ml	24/29	24/29
S29500S	500ml	24/29	24/29
S2901LS	1000ml	24/29	24/29
S2902LS	2000ml	24/29	24/29



两口鸡心瓶

又名两口梨形烧瓶，厚壁设计，球体均用玻璃管手工吹制而成。19/26和24/29的价格相同。29/32标口，每个瓶子加3元。

货号	规格	中心磨口	侧磨口
S281410	10ml	14/23	14/23
S281925	25ml	19/26	19/26
S28050B	50ml	24/29	19/26
S28100B	100ml	24/29	19/26
S28150B	150ml	24/29	19/26
S28250B	250ml	24/29	19/26



螺纹口两口球瓶

侧口可用于插外径5-7.5mm之间的温度计或导气管。空心尼龙帽内配有垫片（有弹性、温度计穿过垫片），可增加密封性。球体均用玻璃管手工吹制，标口也可定制。

货号	规格	磨口
S27G405	50ml	24/29
S27G410	100ml	24/29
S27G425	250ml	24/29
S27G450	500ml	24/29



凯氏烧瓶

又叫定氮烧瓶，可配套氨氮蒸馏装置使用。

货号	规格	磨口
S164100	100ml	24/29
S164250	250ml	24/29
S164500	500ml	24/29
S16241L	1000ml	24/29



茄形烧瓶

厚壁，500ML以上规格均为车床生产并校同心。

货号	规格	磨口	盒/只
S151410	10ml	14/23	10
S151925	25ml	19/26	10
S152425	25ml	24/29	10
S151950	50ml	19/26	10
S152450	50ml	24/29	10
S151100	100ml	19/26	10
S154100	100ml	24/29	10
S159100	100ml	29/32	10
S151250	250ml	19/26	1
S154250	250ml	24/29	1
S159250	250ml	29/32	1
S154500	500ml	24/29	1
S159500	500ml	29/32	1
S15241L	1000ml	24/29	1
S15291L	1000ml	29/32	1
S15242L	2000ml	24/29	1
S15292L	2000ml	29/32	1
S15243L	3000ml	24/29	1
S15293L	3000ml	29/32	1



厚壁鸡心磨口烧瓶

又名梨形烧瓶，厚壁设计，球体均用玻璃管手工吹制而成。可按客户要求定制。

货号	规格	标口
S131410	10ml	14/23
S131925	25ml	19/26
S132450	50ml	24/29
S131100	100ml	19/26
S134100	100ml	24/29
S139100	100ml	29/32
S134150	150ml	24/29
S134250	250ml	24/29

防溅球

在旋蒸仪与球瓶之间连接，起到防污染，防暴沸的目的。本产品为车床制作工艺，逐一校同心出厂。其它标口均可制作生产。



货号	规格	上磨口	下磨口
A242414	100ml	24/29	14/23
A242419	100ml	24/29	19/26
A242424	100ml	24/29	24/29
A242914	100ml	29/32	14/23
A242919	100ml	29/32	19/26
A242924	100ml	29/32	24/29
A242929	100ml	29/32	29/32
A252414	250ml	24/29	14/23
A252424	250ml	24/29	24/29
A252419	250ml	24/29	19/26
A252914	250ml	29/32	14/23
A252919	250ml	29/32	19/26
A252924	250ml	29/32	24/29
A252929	250ml	29/32	29/32



防泡沫球

可防止液体在旋蒸时产生的泡沫进入旋蒸仪中。本产品为车床制作工艺，逐一校同心出厂。其它标口均可制作生产。

货号	规格	上磨口	下磨口
A234100	100ml	24/29	24/29
A234250	250ml	24/29	24/29



储液球

配层析柱使用。

货号	规格	磨口	只/盒
A274100	100ml	24/29	1
A274250	250ml	24/29	1
A274500	500ml	24/29	1
A27241L	1000ml	24/29	1
A27242L	2000ml	24/29	1



具嘴接受管

货号	磨口
A731414	14/23
A731919	19/26
A732424	24/29
A732929	29/32



真空接受管

又名真空尾接管，嘴巴外径10mm。在减压蒸馏时，用于液体导流

货号	规格	小嘴巴
A451414	14/23	10mm
A451919	19/26	10mm
A452424	24/29	10mm
A452929	29/32	10mm



抽滤接头

又名直形真空接受管，嘴巴外径10mm。右侧小嘴处抽真空，下口接液体接收瓶。

货号	规格	小嘴巴
A461414	14/23	10mm
A461919	19/26	10mm
A462424	24/29	10mm
A462929	29/32	10mm



105度蒸馏头

在底端有一个带内滴管的外磨口，上端有一内磨口。

货号	规格
A471414	14/23
A471919	19/26
A472424	24/29
A472929	29/32



接收器套装

三部分组成：
 1、上部分：蒸馏接头，上下都为阴（内）磨口。
 2、中间：24塑料标口夹
 3、下部分：四通蒸馏接收管，全部为阳（外）磨口。

货号	规格
A910024	24/29



真空二叉接收管

小嘴宝塔头形状，外径最大处10mm。

货号	磨口
A530014	14/23
A530019	19/26
A530024	24/29
A530029	29/32



多蒸发瓶抽头

用于旋转薄膜蒸发器，可同时连接5个旋蒸瓶。

货号	规格	上磨口	下磨口
A849245	100ml	29/32	24/29



真空三叉接收管

又名，燕尾管。小嘴宝塔头形状，外径最大处10mm。

货号	磨口
A540014	14/23
A540019	19/26
A540024	24/29
A540029	29/32



三通蒸馏接收管

上磨口与三个下磨口之间的夹角为135度，相邻的流出口夹角为40度，本产品与上面蒸馏器配套使用。

货号	磨口
A850014	14/23
A850019	19/26
A850024	24/29



三口连接管

货号	磨口
A550019	19*4
A550024	24*4
A550029	29*4



真空接收器

通过旋转，下部接收瓶会接收到不同的馏份。

货号	上磨口	下磨口
A869245	29/32	24/29



弯形接收管

用来增加装置的长度，也可以用作气体冷凝装置。上端为标准内磨口，下端为标准外磨口。

货号	上磨口	下磨口
A381414	14/23	14/23
A381919	19/26	19/26
A382424	24/29	24/29



蒸馏头

75度。用于烧瓶和冷凝管家之间的连接。

货号	上磨口	下磨口	侧磨口
A350014	14/23	14/23	14/23
A350019	19/26	19/26	19/26
A350024	24/29	24/29	24/29
A350029	29/32	29/32	29/32
A350044	14/23	19/26	24/29



蒸馏弯头

75度，两个端口均为哨（外磨口）。

货号	磨口
A361414	14/23
A361919	19/26
A362424	24/29



105°蒸馏弯头

一口一塞。清洗旋蒸用，将弯头内加入清洗液乙醇或丙醇，一端与旋蒸轴连接，一端用手指堵住，当真空度达到一定程度后，松开手旨，清洗液就会随负压冲入旋蒸内部，达到清洗的效果。其他角度均可定制。

货号	磨口
A371414	14/23
A371919	19/26
A372424	24/29



长颈真空接收管

小嘴宝塔头形状，外径最大处10mm。

货号	磨口	磨口以下的管长(mm)
A820100	14/23	100
A821100	19/26	100
A824200	24/29	200



二口连接管

又名克莱森接头或y形管

货号	磨口
A390014	14/23
A390019	19/26
A390025	24/29
A390029	29/32



克氏蒸馏头

又名克莱森接头。

货号	四个磨口
A410014	14/23
A410019	19/26
A410024	24/29
A410029	29/32



刺形分馏头

货号	磨口
A420014	14/23
A420019	19/26
A420024	24/29
A420029	29/32



牛角管

105度。

货号	磨口	出水管直径*内径
A430014	14/23	
A430019	19/26	12*8
A430024	24/29	12*8
A430029	29/32	12*8

A型接头(口小塞大，上小下大)

从下向上看，大口变小口。



货号	上磨口	下磨口
A281014	10/19	14/23
A281019	10/19	19/26
A281024	10/19	24/29
A281419	14/23	19/26
A281424	14/23	24/29
A281924	19/26	24/29
A281929	19/26	29/32
A282424	24/29	24/29
A282429	24/29	29/32
A282434	24/29	34/35
A282440	24/29	40/38
A282450	24/29	50/42
A282934	29/32	34/35
A282940	29/32	40/38
A282950	29/32	50/42

B型接头(口大塞小，上大下小)

从下向上看，小口变大口。



货号	上磨口	下磨口
A291914	19/26	14/23
A292410	24/29	10/19
A292414	24/29	14/23
A292419	24/29	19/26
A292914	29/32	14/23
A292919	29/32	19/26
A292924	29/32	24/29
A293424	34/35	24/29
A294024	40/38	24/29
A295024	50/42	24/29
A295029	50/42	29/32

球碗与标准磨口互换接头



货号	上磨口	下磨口
A313524	35/20	24/29

连接接头(口转塞)

用来增加装置的长度，也可以用作气体冷凝装置。上端为标准内磨口，下端为标准外磨口。



货号	规格	磨口之间的长度(mm)
A321430	14/23	30
A321490	14/23	90
A321930	19/26	30
A321955	19/26	55
A321990	19/26	90
A322430	24/29	30
A322470	24/29	70
A324120	24/29	120
A324175	24/29	175

双外磨口连接接头 (塞转塞)

上下均为嘴，用于两口之间的连接



货号	规格	磨口之间的长度(mm)
A331430	14/23	30
A331490	14/23	90
A331930	19/26	30
A331990	19/26	90
A332430	24/29	30
A332470	24/29	70
A334120	24/29	120
A334175	24/29	175

双内磨口连接接头 (口转口)

上下均为内磨口，用于两磨口之间的连接。



货号	磨口	磨口之间长度 (mm)
A341430	14/23	30
A341490	14/23	90
A341930	19/26	30
A341990	19/26	90
A342430	24/29	30
A342470	24/29	70
A344120	24/29	120
A344175	24/29	175



弯形抽气接头

简称：弯接塞

货号	规格
A560014	14/23
A560019	19/26
A560024	24/29
A560029	29/32



抽气接头，双小嘴接口

用于导入（出）气体或液体。

货号	磨口	小嘴外径（mm）
A610014	14/23	10
A610019	19/26	10
A610024	24/29	10
A610029	29/32	10



弯形抽气接头具双钩

简称：弯接塞

货号	规格
A570014	14/23
A570019	19/26
A570024	24/29
A570029	29/32



温度计接头

具10/19温度计磨口，可与多口球瓶连接。

货号	规格
A621024	24/29



直形抽气接头（外磨）

简称：直接塞

货号	规格
A580014	14/23
A580019	19/26
A580024	24/29
A580029	29/32



抽气接头具玻璃阀门

具玻璃节门

货号	规格
A631414	14/23
A631919	19/26
A632424	24/29
A632929	29/32



直形抽气接头（内磨）

简称：直接口，顶部带抽气或导气小嘴的内磨口接头。

货号	磨口
A590014	14/23
A590019	19/26
A590024	24/29
A590029	29/32



U型接头

货号	规格
A791414	14/23
A791919	19/26
A792424	24/29



弯形具活塞接头(玻璃节门)

又名：90度抽气接头，具玻璃节门，用于控制进入反应体系气体或液体的流量，小嘴外径为10mm。

货号	规格	小嘴巴	单价
A650014	14/23	10mm	
A650019	19/26	10mm	
A650024	24/29	10mm	
A650029	29/32	10mm	



三通接头

用于气体或液体的流向控制，三通阀门为玻璃阀门。

货号	磨口	节门塞	小嘴巴	单价
A690014	14/23	玻璃	10mm	
A690019	19/26	玻璃	10mm	
A690024	24/29	玻璃	10mm	
A690029	29/32	玻璃	10mm	



弯形具活塞接头 (四氟节门)

又名：90度抽气接头，具四氟节门，用于控制进入反应体系气体或液体的流量，小嘴外径为10mm。

货号	规格	小嘴巴	单价
A660014	14/23	10mm	
A660019	19/26	10mm	
A660024	24/29	10mm	
A660029	29/32	10mm	



三通接头

用于气体或液体的流向控制，三通阀门为四氟阀门。


货号	磨口	节门塞	小嘴巴	单价
A710014	14/23	四氟	10mm	
A710019	19/26	四氟	10mm	
A710024	24/29	四氟	10mm	
A710029	29/32	四氟	10mm	
A710009	无磨口	四氟	10mm	



直型具活塞接头 (玻璃节门)

又名：直型抽气接头，具四氟节门，用于控制进入反应体系气体或液体的流量，小嘴外径为10mm。


货号	规格	小嘴巴	单价
A670014	14/23	10mm	
A670019	19/26	10mm	
A670024	24/29	10mm	
A670029	29/32	10mm	



直型具活塞接头 (四氟节门)

又名：直型抽气接头，具四氟节门，用于控制进入反应体系气体或液体的流量，小嘴外径为10mm。

货号	规格	小嘴巴	单价
A680014	14/23	10mm	
A680019	19/26	10mm	
A680024	24/29	10mm	
A680029	29/32	10mm	



液体或气体转移接头 (具四氟节门)

具四氟节门。

货号	磨口	单价
A720014	14/23	
A720019	19/26	
A720024	24/29	
A720029	29/32	



“Y”形接头

用于无氧无水操作

货号	磨口	单价
A740014	14/23	
A740019	19/26	
A740024	24/29	



真空蒸馏接头

磨口间距为100mm，主要用于粗蒸馏，特别是其中一种成分沸点最低。小嘴外径10mm。

货号	规格	单价
A781414	14/23	



倒“Y”形接头

用于无氧无水操作

货号	磨口	单价
A750014	14/23	
A750019	19/26	
A750024	24/29	



气体或液体输入接头

用于导入（出）气体或液体。

货号	磨口	不含磨口长度	单价
A642475	24/29	75	
A644250	24/29	250	



凯氏接头

两磨口中心之间的距离大约是200mm。

货号	规格	管径	单价
A762424	24/29	22mm	



长颈输入接头

小嘴宝塔头形状，外径最大处10mm。

货号	磨口	磨口以下的管长(mm)	单价
A810100	14/23	100	
A811100	19/26	100	
A814200	24/29	200	



油泡通气接头

具微量鼓泡器的导气接头。左右两端小嘴10mm，分别与导气管和出气管相连，中间的磨口部分与反应体系相连。

货号	规格	小嘴	单价
A770019	19/26	10mm	
A770024	24/29	10mm	
A770029	29/32	10mm	



核磁管清洗装置（单支）

货号	磨口	单价
A99024M	24/40	



螺口温度计套管

又名可调式温度计接头，该产品可与外径5.0-7.5mm的温度计配用。空心尼龙帽内配有实心橡胶垫片（有弹性、温度计穿过垫片），可增加密封性。

货号	磨口
A440014	14/23
A440019	19/26
A440024	24/29
A440029	29/32
A440034	34/35
A440040	40/38
A44024M	24/40



搅拌器套管 (87丙套管)

货号	磨口
A870014	14/23
A870019	19/26
A870024	24/29
A870029	29/32



温度计套管

货号	磨口以下长度mm	磨口
A881440	40	14/23
A881940	40	19/26
A882440	40	24/29
A880100	100	14/23
A881100	100	19/26
A884100	100	24/29



液体倒出接头

货号	磨口
A890014	14/23
A890019	19/26
A890024	24/29
A890029	29/32



U型干燥管

又名：弯形干燥管，在左侧突起的圆管处放入棉花及干燥剂，用于气体干燥。

货号	磨口
A480014	14/23
A480019	19/26
A480024	24/29
A480029	29/32



直型干燥管

具上下磨口

货号	规格
A491414	14/23
A491919	19/26
A492424	24/29
A492929	29/32



直型干燥管

具下磨口

货号	规格
A510014	14/23
A510019	19/26
A510024	24/29
A510029	29/32
A510009	无标口 下具宝塔头



斜形干燥管

可直接与反应瓶相连，75度，弯角可防止干燥剂进入反应瓶中。

货号	磨口
A520014	14/23
A520019	19/26
A520024	24/29
A520029	29/32

茄形反应瓶（反应茄瓶）

玻璃节门的真空度要高于四氟节门，高真空阀门的真空度高于玻璃节门。

货号	规格	磨口	节门	单价
F111410	10ml	14/23	玻璃	
F111425	25ml	14/23	玻璃	
F111450	50ml	14/23	玻璃	
F111950	50ml	19/26	玻璃	
F112450	50ml	24/29	玻璃	
F110100	100ml	14/23	玻璃	
F111100	100ml	19/26	玻璃	
F114100	100ml	24/29	玻璃	
F110200	200ml	14/23	玻璃	
F111200	200ml	19/26	玻璃	
F114200	200ml	24/29	玻璃	
F114500	500ml	24/29	玻璃	
F11241L	1000ml	24/29	玻璃	
F121410	10ml	14/23	四氟	
F121425	25ml	14/23	四氟	
F121450	50ml	14/23	四氟	
F121950	50ml	19/26	四氟	
F122450	50ml	24/29	四氟	
F120100	100ml	14/23	四氟	
F121100	100ml	19/26	四氟	
F124100	100ml	24/29	四氟	
F120200	200ml	14/23	四氟	
F121200	200ml	19/26	四氟	
F124200	200ml	24/29	四氟	
F124500	500ml	24/29	四氟	
F12241L	1000ml	24/29	四氟	
F131410	10ml	14/23	高真空0-4mm	
F131425	25ml	14/23	高真空0-4mm	
F131450	50ml	14/23	高真空0-4mm	
F131950	50ml	19/26	高真空0-4mm	
F132450	50ml	24/29	高真空0-4mm	
F130100	100ml	14/23	高真空0-10mm	
F131100	100ml	19/26	高真空0-10mm	
F134100	100ml	24/29	高真空0-10mm	
F130200	200ml	14/23	高真空0-10mm	
F131200	200ml	19/26	高真空0-10mm	
F134200	200ml	24/29	高真空0-10mm	
F134500	500ml	24/29	高真空0-10mm	
F13241L	1000ml	24/29	高真空0-10mm	

溶剂存储球瓶

货号	规格	磨口	高真空阀
F144100	100ml	24/29	0-10mm
F144250	250ml	24/29	0-10mm
F144500	500ml	24/29	0-10mm
F14241L	1000ml	24/29	0-10mm
F14242L	2000ml	24/29	0-10mm

溶剂存储瓶

四氟全包裹的四氟节门，防化学腐蚀。

货号	规格	全包高真空节门
F150050	50ml	0-4mm
F150100	100ml	0-4mm
F150250	250ml	0-10mm
F150500	500ml	0-10mm
F15001L	1000ml	0-10mm
F15002L	2000ml	0-10mm

高真空节门，90度

本产品主要用于真空度要求高的化学应用。

货号	产品说明
F160004	0-4mm高真空阀门，90度
F160010	0-10mm高真空阀门，90度

反应管

带高真空节门的溶剂反应管，可确保溶剂的密封性。此表格中磨口均为24/29。

货号	规格	管径*有效长度	高真空阀门
F172425	25ml	25*115	0-4mm
F172450	50ml	28*120	0-4mm
F174100	100ml	40*165	0-10mm
F174250	250ml	60*185	0-10mm
F174500	500ml	80*156	0-10mm



溶剂转移接头

0-4mm高真空阀

货号	磨口	总高*宽度 (mm)
F19000X	14/23	150*75
F19011X	19/26	160*75
F19044X	24/29	180*75
F19099X	29/32	185*75



球形反应瓶

货号	规格	磨口	节门	只/盒
F184100	100ml	24/29	玻璃	1
F184250	250ml	24/29	玻璃	1
F184500	500ml	24/29	玻璃	1
F18241L	1000ml	24/29	玻璃	1
F18242L	2000ml	24/29	玻璃	1



多孔圆底



直管圆底



多孔六角底



口套塞式样
多孔六角底

气体洗瓶



封闭式圆底

货号	规格	磨口	类别
D119250	250ml	29/32	多孔圆底
D113500	500ml	34/35	多孔圆底
D11401L	1000ml	40/38	多孔圆底
D11402L	2000ml	40/38	多孔圆底
D129250	250ml	29/32	多孔六角
D123500	500ml	34/35	多孔六角
D12401L	1000ml	40/38	多孔六角
D12402L	2000ml	40/38	多孔六角
D139250	250ml	29/32	直管圆底
D133500	500ml	34/35	直管圆底
D140125	125ml钢铁洗瓶	无	封闭式圆底
D159500	500ml	29/32	口套塞多孔六角



油水分离器 (A款)

用于分离反应体系或蒸馏体系中的水，带节门


货号	磨口	节门
F221414	14/23	玻璃
F221919	19/26	玻璃
F222424	24/29	玻璃
F231414	14/23	四氟
F231919	19/26	四氟
F232424	24/29	四氟



油水分离器 (B款)

用于分离反应体系或蒸馏体系中的水，带节门

货号	磨口	节门
F241414	14/23	玻璃
F241919	19/26	玻璃
F242424	24/29	玻璃
F251414	14/23	四氟
F251919	19/26	四氟
F252424	24/29	四氟



二路活塞

又名直路活塞，直径10mm

货号	节门
F20000B	玻璃
F20000F	四氟



三口圆底烧瓶具四氟节门

又称:球形分液漏斗,主要用于多肽合成。可接受其他标口的订制。

货号	规格	主口	侧口
F214500	500ml	24/29	24/29
F21241L	1000ml	24/29	24/29
F21242L	2000ml	24/29	24/29
F21243L	3000ml	24/29	24/29
F2105LE	5000ml	40/38	24/29
F2110LE	10000ml	40/38	24/29



油泡器

在管底部充入硅油等惰性液体,用以观察气体流速。小嘴外径10mm。

货号	外径 (mm)	总宽度*总高度 (mm)
D160185	25	80*185
D160500	25	80*500



防倒吸油泡器

又名:防倒吸鼓泡器,在管底部充入硅油等惰性液体,用以显示气体流速。具有防倒吸功能,当内部为负压时,防止液体倒吸到反应装置里。

货号	外径 (mm)	总宽度*总高度 (mm)
D170001	36	95*220



U型鼓泡器

货号	外径 (mm)	总宽度*总高度 (mm)
D180001	28	140*185



一体式冷阱

里面结构,有直形和球型两种。

货号	直径*有效长度 (mm)
D192030	20*300 直型
D193020	30*200 直型
D193040	30*400 球型
D195025	50*250 直型



具磨口球型冷阱

中间导气管外径12mm,小嘴巴宝塔头形状最大处10mm。

货号	规格	磨口	总宽*总高
D209100	100ml	29/32	85*225
D203250	250ml	34/35	95*285
D203500	500ml	34/35	102*325
D20401L	1000ml	40/38	130*340



具磨口冷阱

分体式设计,可以使导气管与主管体分开以便于清洗,导气管口处为宝塔形小嘴。小嘴外径10mm,与双排管小嘴一致,从而方便连接。

货号	磨口	外径*磨口以下长度 (mm)
D214200	24/29	30*200
D213225	34/35	40*225
D212250	40/38	50*250
D212300	40/38	60*300



具塞量筒

货号	容量	磨口
D222450	50ml	24/29
D224100	100ml	24/29
D224250	250ml	24/29
D224500	500ml	24/29
D22241L	1000ml	24/29



微量蒸馏器

用于小剂量物质的蒸馏。一体化设计，使操作更简，蒸馏效果更好，可与伸入量为25mm的温度计和三通蒸馏接受管配套使用。这样可使馏分再不沾壁的情况下直接滴入接受瓶。

货号	温度计磨口	其他磨口
D231014	10/19	14/23
D231019	10/19	19/26
D231024	10/19	24/29



一体式减压蒸馏器

与插入深度25mm的温度计配套使用。

货号	温度计磨口	其他磨口
D241014	10/19	14/23
D241019	10/19	19/26



T形导气管



Y形导气管



L形导气管

货号	说明	嘴巴外径或磨口
D25000L	L形	10
D25000T	T形	10
D25000Y	Y形	10



水份测定仪

配套使用：400MM/24*24球形冷凝管+500ML/24单口烧瓶

货号	刻度	精度	磨口
D262410	10ml	0.2ml	24/29



磨口导气管

又名通气管，用于向反应体系导入气体。

货号	磨口	磨口以下的管长(mm)
A920230	14/23	230
A921230	19/26	230
A924230	24/29	230



减压毛细管

用于减压蒸馏装置，磨口下面为毛细管。

货号	磨口	磨口以下的管长(mm)
A930230	14/23	230
A931230	19/26	230
A934230	24/29	230



U形干燥管具支具塞

小嘴外径10mm

货号	管径*磨口以下高度 (mm)
D271815	18*150

磨口三角烧瓶

三角烧瓶均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。



货号	容量 (ml)	磨口
D281950	50	19/26
D282450	50	24/29
D281100	100	19/26
D284100	100	24/29
D281150	150	19/26
D284150	150	24/29
D281250	250	19/26
D284250	250	24/29
D289250	250	29/32
D284500	500	24/29
D289500	500	29/32
D28241L	1000	24/29
D28242L	2000	24/29
D28243L	3000	24/29
D28245L	5000	24/29

具塞三角烧瓶

三角烧瓶均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。



货号	容量 (ml)	磨口
D292450	50	24/29
D294100	100	24/29
D294150	150	24/29
D294250	250	24/29
D294500	500	24/29
D29241L	1000	24/29
D29242L	2000	24/29
D29243L	3000	24/29
D29245L	5000	24/29



外螺纹口三角烧瓶

货号	规格	螺纹口	底径*瓶高
D30J100	100ml	GI25	
D30N250	250ml	GI32	85*140*23
D30N500	500ml	GI32	102*175*23
D30N01L	1000ml	GI32	



碘量瓶

货号	容量 (ml)	磨口
D314100	100	24/29
D314250	250	24/29
D314500	500	24/29
D31241L	1000	24/29



磨口上嘴抽滤瓶

货号	容量 (ml)	磨口
D324100	125	24/29
D324250	250	24/29
D324500	500	24/29
D32241L	1000	24/29



振荡瓶

货号	容量 (ml)
D330100	100ml
D330150	150ml
D330250	250ml
D330500	500ml
D33001L	1000ml
D33002L	2000ml
D33003L	3000ml

梨形分液漏斗（白色）

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。2000ml以上配玻璃盖头。



玻璃活塞

货号	规格	标口	只/箱
F261925	25ml	19/26	200
F261960	60ml	19/26	200
F261125	125ml	19/26	100
F264250	250ml	24/29	100
F269500	500ml	29/32	100
F26291L	1000ml	29/32	48
F26292L	2000ml	29/32	16
F26343L	3000ml	34/35	16
F26405L	5000ml	40/38	6
F26210L	10000ml	40/38	1



四氟活塞

货号	规格	标口	只/箱
F271925	25ml	19/26	200
F271960	60ml	19/26	200
F271125	125ml	19/26	100
F274250	250ml	24/29	100
F279500	500ml	29/32	100
F27291L	1000ml	29/32	48
F27292L	2000ml	29/32	16
F27343L	3000ml	34/35	16
F27405L	5000ml	40/38	6
F27210L	10000ml	40/38	1

梨形分液漏斗（具螺纹口）



四氟活塞

货号	规格	螺口	只/箱
F321960	60ml	GL25	200
F321125	125ml	GL25	100
F324250	250ml	GL32	100
F329500	500ml	GL32	100
F32291L	1000ml	GL32	48
F32292L	2000ml	GL45	16
F32343L	3000ml	GL45	16
F32405L	5000ml	GL45	6
F32210L	10000ml	GL45	1

梨形分液漏斗（棕色）

具玻璃活塞,3.3高硼硅制成，棕色避光，高光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。



四氟活塞

货号	规格	标口	只/箱
F281960	60ml	19/26	200
F281125	125ml	19/26	100
F284250	250ml	24/29	100
F289500	500ml	29/32	100
F28291L	1000ml	29/32	48

具四氟活塞，3.3高硼硅制成，棕色避光，高光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。

货号	规格	标口	只/箱
F291960	60ml	19/26	200
F291125	125ml	19/26	100
F294250	250ml	24/29	100
F299500	500ml	29/32	100
F29291L	1000ml	29/32	48

梨形分液漏斗（透明具刻度线）

具玻璃活塞,3.3高硼硅制成，具刻度线，高光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。



四氟活塞

货号	规格	标口	只/箱
F301960	60ml	19/26	200
F301125	125ml	19/26	100
F304250	250ml	24/29	100
F309500	500ml	29/32	100
F30291L	1000ml	29/32	48

具玻璃活塞,3.3高硼硅制成，具刻度线，高光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。

货号	规格	标口	只/箱
F311960	60ml	19/26	200
F311125	125ml	19/26	100
F314250	250ml	24/29	100
F319500	500ml	29/32	100
F31291L	1000ml	29/32	48

球形分液漏斗



具四氟活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可订制其他二口或三口规格。不配盖头。

货号	规格	标口
F33241L	1000ml	24/29
F33242L	2000ml	24/29
F33403L	3000ml	40/38
F33405L	5000ml	40/38
F33210L	10000ml	40/38
F33220L	20000ml	40/38



玻璃活塞

球形分液漏斗

具四氟活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。

货号	规格	标口
F344150	150ml	24/29
F344250	250ml	24/29
F344500	500ml	24/29
F34241L	1000ml	24/29



玻璃活塞

球形滴液漏斗

具玻璃活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。PE盖头。如需玻璃实心塞，可另行沟通。

货号	规格	标口
F422460	60ml	24/29
F424125	125ml	24/29
F424150	150ml	24/29
F424250	250ml	24/29
F424500	500ml	24/29
F42241L	1000ml	24/29

恒压滴液漏斗

具玻璃活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。



玻璃活塞

货号	规格	筒径*有效长度	上标口*下标口
F351950	50ml	32*140	19*19
F352450	50ml	32*140	24*24
F351100	100ml	40*170	19*19
F354100	100ml	40*170	24*24
F354250	250ml	55*200	24*24
F354500	500ml	65*230	24*24
F35241L	1000ml	90*250	24*24
F35921L	1000ml	90*250	29*40
F35242L	2000ml	110*300	24*24

具四氟活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。




四氟活塞


货号	规格	筒径*有效长度	上标口*下标口
F361950	50ml	32*140	19*19
F362450	50ml	32*140	24*24
F361100	100ml	40*170	19*19
F364100	100ml	40*170	24*24
F364250	250ml	55*200	24*24
F364500	500ml	65*230	24*24
F36241L	1000ml	90*250	24*24
F36921L	1000ml	90*250	29*40
F36242L	2000ml	110*300	24*24
F36243L	3000ml	120*365	24*24

恒压滴液漏斗（具四氟活塞具刻度线）

具四氟活塞具刻度线。3.3高硼硅制成，更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。19/26、24/29的价格一致。不配盖头。



货号	规格	筒径*有效长度	上标口*下标口
F372450	50ml	32*140	24*24
F374100	100ml	40*170	24*24
F374250	250ml	55*200	24*24
F374500	500ml	65*230	24*24
F37241L	1000ml	90*250	24*24
F37921L	1000ml	90*250	29*40
F37242L	2000ml	110*300	24*24
F37243L	3000ml	120*365	24*24



恒压滴液漏斗 (双四氟具刻度线)

具双四氟活塞具刻度线。高硼硅制成，更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。19/26、24/29的价格一致。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上标口*下标口
F382450	50ml	32*140	24*24
F384100	100ml	40*170	24*24
F384250	250ml	55*200	24*24
F384500	500ml	65*230	24*24
F38241L	1000ml	90*250	24*24



恒压滴液漏斗具高真空节门

可防止滴加过程中的堵塞，高真空节门，具有精细可调的前端，使用过程中O型圈与化学物质不接触，无需更换。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	标口	全包四氟节门
F392450	50ml	32*140	24/29	10mm
F394100	100ml	40*170	24/29	10mm
F394250	250ml	55*200	24/29	10mm
F394500	500ml	65*230	24/29	10mm



筒形滴液漏斗

具玻璃活塞。3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。19/26、24/29的价格一致。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上标口*下标口
F402450	50ml	32*140	24*24
F404100	100ml	40*170	24*24
F404250	250ml	55*200	24*24
F404500	500ml	65*230	24*24
F40241L	1000ml	90*250	24*24



具四氟活塞具刻度线。3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。19/26、24/29的价格一致。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上标口*下标口
F412450	50ml	32*140	24*24
F414100	100ml	40*170	24*24
F414250	250ml	55*200	24*24
F412500	500ml	65*230	24*24
F41241L	1000ml	90*250	24*24



具玻璃板布什漏斗

具厚壁，采用自动化数控设备制作，小孔细且分布均匀，配以滤纸使用。该款漏斗可以解决砂芯漏斗易污染的问题又可以避免陶瓷漏斗的盲区烦恼。

货号	规格	筒高*板直径	标口
D342460	60ml	42	24/40
D344100	100ml	50	24/40
D344150	150ml	60	24/40
D344250	250ml	70	24/40
D344350	350ml	80	24/40
D344500	500ml	90	24/40
D344600	600ml	90	24/40
D34241L	1000ml	110	24/40
D34242L	2000ml	140	24/40



三角抽滤漏斗

具厚壁，采用自动化数控设备制作，小孔细且分布均匀，配以滤纸使用。

货号	规格	直径mm
D351975	19/26	75mm
D352475	24/29	75mm
D352975	29/32	75mm
D351100	19/26	100mm
D354100	24/29	100mm
D359100	29/32	100mm



加料漏斗

货号	磨口	直径 (mm)
D361475	14/23	75
D361975	19/26	75
D362475	24/29	75
D360100	14/23	100
D361100	19/26	100
D364100	24/29	100
D369100	29/32	100
D363100	34/35	100
D362100	40/38	100

砂芯漏斗

具厚壁，强化边缘等特性，坚固耐用；凡滤纸，滤膜不适用的具有腐蚀性药物试剂等都适用于此漏斗。砂芯型号从G1-G6



货号	规格	外径*有效高度	只/盒
X170C35	35ml/G3		12
X170C60	60ml/G3		12
X17C100	100ml/G3		8
X17C130	130ml/G3		2
X17C250	250ml/G3		2
X17C500	500ml/G3		2
X170C1L	1000ml/G3		1
X170C2L	2000ml/G3	150*150	1
X170C3L	3000ml/G3	180*180	1
X170C5L	5000ml/G3	200*200	1

砂芯抽滤漏斗

具厚壁，强化边缘等特性，坚固耐用；凡滤纸，滤膜不适用的具有腐蚀性药物试剂等都适用于此漏斗。19/26和24/29的价格一致，其他标口规格价格另订。砂芯型号从G1-G6



货号	规格	标口	外径*内径*有效高度	只/盒
X180C15	15ml/G3	24/29	25*21*51	12
X180C30	30ml/G3	24/29	38*34*52	12
X180C60	60ml/G3	24/29	47*42*59	12
X18C100	100ml/G3	24/29	60*55*58	8
X18C125	125ml/G3	24/29	65*60*65	2
X18C150	150ml/G3	24/29	70*64*65	2
X18C250	250ml/G3	24/29	80*75*78	2
X18C500	500ml/G3	24/29	100*94*92	2
X180C1L	1000ml/G3	24/29	120*113*123	1

砂芯坩埚



货号	规格	砂芯	筒径*有效高度*总高度	盒/只
X190A30	30ml	G1	34*42*59	10
X190B30	30ml	G2	34*42*59	10
X190C30	30ml	G3	34*42*59	10
X190D30	30ml	G4	34*42*59	10
X190E30	30ml	G5	34*42*59	10

具标口闪式层析柱

（具标口、无砂芯、具活塞）



厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。19/26和24/29的磨口价格一致。另可根据客户要求订制。

以下规格为：外径*有效长度的尺寸，括号内数字为内径尺寸，不具砂板，具四氟节门。如需敞口，或者其他要求，可另行订制。直径大于100mm的柱子是不做倒钩

货号	外径(内径)*有效长度	壁厚	磨口
X111315	13(10)*150	1.5	24/29
X112020	20(15)*200	2.5	24/29
X112060	20(15)*600	2.5	24/29
X112520	25(20)*200	2.5	24/29
X112530	25(20)*300	2.5	24/29
X112560	25(20)*600	2.5	24/29
X113020	30(26)*200	2.0	24/29
X113030	30(26)*300	2.0	24/29
X113040	30(26)*400	2.0	24/29
X113050	30(26)*500	2.0	24/29
X113060	30(26)*600	2.0	24/29
X11301M	30(26)*1000	2.0	24/29
X114040	40(34)*400	3.0	24/29
X115050	40(34)*500	3.0	24/29
X114060	40(34)*600	3.0	24/29
X114545	45(39.8)*450	2.6	24/29
X115040	50(44)*400	3.0	24/29
X115050	50(44)*500	3.0	24/29
X116060	60(54)*600	3.0	24/29
X116080	60(54)*800	3.0	24/29
X117050	70(64)*500	3.0	24/29
X118080	80(74)*800	3.0	24/29
X11801M	80(74)*1000	3.0	24/29
X119060	90(84)*600	3.0	24/29
X111003	100(94)*300	3.0	24/29
X11101M	100(94)*1000	3.0	24/29
X11121M	120(110)*1000	5.0	40/38
X11151M	150(140)*1000	5.0	40/38
X11152M	150(140)*1200	5.0	40/38
X11201M	200(190)*1000	5.0	40/38
X11231M	230(220)*1000	5.0	40/38

具砂板层析柱

（具标口、G3砂芯、具活塞）



厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。19/26和24/29的磨口价格一致。另可根据客户要求订制。

以下规格为：外径*有效长度的尺寸，括号内数字为内径尺寸，具砂板，砂板默认为G3，具四氟节门。如有特殊要求，可另行订制。砂板可订制：G1/G2/G4/G5/G6。直径大于100mm的柱子是不做倒钩的。



货号	外径(内径)*有效长度	壁厚	磨口
X121315	13(10)*150	1.5	24/29
X122020	20(15)*200	2.5	24/29
X122060	20(15)*600	2.5	24/29
X122520	25(20)*200	2.5	24/29
X122530	25(20)*300	2.5	24/29
X122560	25(20)*600	2.5	24/29
X123020	30(26)*200	2.0	24/29
X123030	30(26)*300	2.0	24/29
X123040	30(26)*400	2.0	24/29
X123050	30(26)*500	2.0	24/29
X123060	30(26)*600	2.0	24/29
X12301M	30(26)*1000	2.0	24/29
X124040	40(34)*400	3.0	24/29
X124545	45(39.8)*450	2.6	24/29
X124050	40(34)*500	3.0	24/29
X124060	40(34)*600	3.0	24/29
X125040	50(44)*400	3.0	24/29
X125050	50(44)*500	3.0	24/29
X126060	60(54)*600	3.0	24/29
X126080	60(54)*800	3.0	24/29
X127050	70(64)*500	3.0	24/29
X128080	80(74)*800	3.0	24/29
X129060	90(84)*600	3.0	24/29
X121003	100(94)*300	3.0	24/29
X12101M	100(94)*1000	3.0	24/29
X12121M	120(110)*1000	5.0	40/38
X12151M	150(140)*1000	5.0	40/38
X12152M	150(140)*1200	5.0	40/38
X12201M	200(190)*1000	5.0	40/38
X12231M	230(220)*1000	5.0	40/38

具砂板存储球层析柱

（具标口、G3砂芯、具活塞）



厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。19/26和24/29的磨口价格一致。另可根据客户要求订制。

以下规格为：外径*有效长度的尺寸，括号内数字为内径尺寸，具砂板，具储液球，具四氟节门。如有特殊要求，可另行订制。砂芯默认为G3，G1/G2/G4/G5/G6砂芯需另行订制。直径大于100mm的柱子是不做倒钩的。

货号	外径(内径)*有效长度	储液球	壁厚	磨口
X131315	13(10)*150	100ml	1.5	24/29
X132020	20(15)*200	100ml	2.5	24/29
X132060	20(15)*600	100ml	2.5	24/29
X132520	25(20)*200	100ml	2.5	24/29
X132530	25(20)*300	100ml	2.5	24/29
X132560	25(20)*600	100ml	2.5	24/29
X133020	30(26)*200	250ml	2.0	24/29
X133030	30(26)*300	250ml	2.0	24/29
X133040	30(26)*400	250ml	2.0	24/29
X133050	30(26)*500	250ml	2.0	24/29
X133060	30(26)*600	250ml	2.0	24/29
X13301M	30(26)*1000	250ml	2.0	24/29
X134040	40(34)*400	250ml	3.0	24/29
X134545	45(39.8)*450	250ml	2.6	24/29
X135040	50(44)*400	500ml	3.0	24/29
X135050	50(44)*500	500ml	3.0	24/29
X136060	60(54)*600	1000ml	3.0	24/29
X136080	60(54)*800	1000ml	3.0	24/29
X137050	70(64)*500	1000ml	3.0	24/29
X138080	80(74)*800	1000ml	3.0	24/29
X139060	90(84)*600	1000ml	3.0	24/29
X131003	100(94)*300	1000ml	3.0	24/29
X13101M	100(94)*1000	1000ml	3.0	24/29



敞口减压层析柱

右端小嘴用于抽真空，下端为24/29哨。

货号	外径*有效长度	砂板	磨口
X14B420	40*200	G2	24/29
X14C420	40*200	G3	24/29
X14B430	40*300	G2	24/29
X14C430	40*300	G3	24/29
X14B620	60*200	G2	24/29
X14C620	60*200	G3	24/29
X14B630	60*300	G2	24/29
X14C630	60*300	G3	24/29
X14B640	60*400	G2	24/29
X14C640	60*400	G3	24/29
X14B920	90*200	G2	24/29
X14C920	90*200	G3	24/29
X14B930	90*300	G2	24/29
X14C930	90*300	G3	24/29
X14B940	90*400	G2	24/29
X14C940	90*400	G3	24/29

带上磨口的减压层析柱

右端小嘴用于抽真空，下端为24/29哨。



货号	外径*有效长度	砂板	磨口
X15B420	40*200	G2	24/29
X15C420	40*200	G3	24/29
X15B430	40*300	G2	24/29
X15C430	40*300	G3	24/29
X15B620	60*200	G2	24/29
X15C620	60*200	G3	24/29
X15B630	60*300	G2	24/29
X15C630	60*300	G3	24/29
X15B640	60*400	G2	24/29
X15C640	60*400	G3	24/29
X15B920	90*200	G2	24/29
X15C920	90*200	G3	24/29
X15B930	90*300	G2	24/29
X15C930	90*300	G3	24/29
X15B940	90*400	G2	24/29
X15C940	90*400	G3	24/29



敞口闪式层析柱

(敞口、无砂芯、具活塞)

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。另可根据客户要求订制。

货号	外径(内径)*有效长度	壁厚	磨口
X161315	13(10)*150	1.5	24/29
X162020	20(15)*200	2.5	24/29
X162060	20(15)*600	2.5	24/29
X162520	25(20)*200	2.5	24/29
X162530	25(20)*300	2.5	24/29
X162560	25(20)*600	2.5	24/29
X163020	30(26)*200	2.0	24/29
X163030	30(26)*300	2.0	24/29
X163040	30(26)*400	2.0	24/29
X163050	30(26)*500	2.0	24/29
X163060	30(26)*600	2.0	24/29
X16301M	30(26)*1000	2.0	24/29
X164040	40(34)*400	3.0	24/29
X164545	45(39.8)*450	2.6	24/29
X165040	50(44)*400	3.0	24/29
X165050	50(44)*500	3.0	24/29
X166060	60(54)*600	3.0	24/29
X166080	60(54)*800	3.0	24/29
X167050	70(64)*500	3.0	24/29
X168080	80(74)*800	3.0	24/29
X169060	90(84)*600	3.0	24/29
X161003	100(94)*300	3.0	24/29
X16101M	100(94)*1000	3.0	24/29
X16121M	120(110)*1000	5.0	40/38
X16151M	150(140)*1000	5.0	40/38
X16201M	200(190)*1000	5.0	40/38
X16231M	230(220)*1000	5.0	40/38

备注：具玻璃活塞的层析柱，凡在30*300以下的规格均为45元
其他类似规格的，在四氟的基础上减5元/只。



脂肪提取器/套

将提取原料放置在抽提套管中，然后将抽提套放入脂肪提取器中。（注意：下端开口要对准脂肪提取器底部的管口处）。

货号	名称	规格及标口
T11S250	蛇形套装	250ML/40*24
T12S250	配件：蛇形冷凝管	250ML/40
T11Q250	球形套装	250ML/40*24
T12Q250	配件：球形冷凝管	250ML/40
T120250	配件：提取筒	250ML/40*24
S26425M	配件：平底烧瓶	250ML/24
T11S500	蛇形套装	500ML/50*24
T12S500	配件：蛇形冷凝管	500ML/50
T11Q500	球形套装	500ML/50*24
T12Q500	配件：球形冷凝管	500ML/50
T120500	配件：提取筒	500ML/50*24
S26450M	配件：平底烧瓶	500ML/24

氨氮蒸馏装置


具体配件见表格

货号	名称	规格
S164500	凯氏烧瓶	500ml/24
A762424	氮球	24*24
A112441	冷凝管下具延长管	400mm/24*24
D284500	接液瓶	500ml/24
C111000	电炉	1000w
C120000	铁架台	
K160000	十字夹	
C130000	烧瓶夹	
K510069	乳胶管	6*9 3米
T170500	氨氮蒸馏装置套装	



减压蒸馏装置

只含玻璃仪器部分



货号	名称	规格
S114500	单颈圆底烧瓶	500ml/24
A410024	克氏蒸馏头	24*4
A934230	减压毛细管	230mm/24
A440024	螺口温度计套管	24
W110200	温度计	0-200水银
A112440	直形冷凝管	400mm/24*24
A452424	真空接受管	24*24
S114250	单颈圆底烧瓶	250ml/24
T180500	减压蒸馏装置套装	



三角薄层喷瓶

效果：雾状, 加压时需另买单联球。

货号	容量	瓶磨口
T191950	50ml	19/26
T191100	100ml	19/26



固体比重瓶

又称李氏比重瓶或1862比重瓶。

货号	磨口
T201025	10/19



银盐法测砷装置

货号	磨口
T210150	10/19

常压搅拌蒸馏装置



货号	名称	规格
S21242L	直三口烧瓶	2000ml/24*3
K300024	四氟搅拌套塞	24
K280400	四氟搅拌棒	400mm
F354250	恒压滴液漏斗	250ml/24*24
A440024	螺口温度计套管	24
W120200	温度计	0-200红水
A350024	蒸馏头	
A122430	球形冷凝管	300mm/24*24
A452424	真空接受管	24*24
D284250	接液瓶	250ml/24
K120000	铁架台	
K160000	十字夹	
K130000	烧瓶夹	
K510069	乳胶管	6*9 3米
T22002L	常压搅拌蒸馏套装	

常压蒸馏装置




货号	名称	规格
S11241L	单颈圆底烧瓶	1000ml/24
A350024	蒸馏头	24*3
A440024	螺口温度计套管	24
W120200	温度计	0-200红水
A122430	球形冷凝管	300mm/24*24
A452424	真空接受管	24*24
D284250	接液瓶	250ml/24
C120000	铁架台	
K160000	十字夹	
C130000	烧瓶夹	
K510069	乳胶管	6*9 3米
T23001L	合计	

5225具电磁漏斗式分馏头

厚料 标口可订制



货号	磨口
T245225	14*14*40*24*24



COD回流装置

500ml: 400mm球冷+500ml三角瓶
250ml: 300mm球冷+250ml三角瓶

货号	规格
T250250	250ml套装
A122431	配件: 300MM/24球形冷凝管
D284250	配件: 接液瓶250ml/24
T250500	500ml套装
A122441	配件: 400MM/24球形冷凝管
D284500	配件: 接液瓶500ml/24



磨口挥发油测定仪

冷凝管400mm, 烧瓶500ml, 中节5ml

货号	磨口
T272500	500ML套装
A122440	400mm/24*24球形冷凝管
T271500	挥发油中节5ML
S114500	500ml/24单口烧瓶



旋转蒸发仪玻璃配件 四通瓶

货号	磨口
T260250	250ML套装
T261250	配件: 瓶子29*24*24*19
T262250	配件: 活塞19



5221具活芯式分馏头

厚料 标口可订制

货号	磨口
T282419	24*19*14*40
T282919	29*19*14*40
T282424	24*24*14*40



开口反应器

厚料制作，法兰部分细磨砂，确保密封性能优良。使用时法兰面可涂真空硅脂。法兰外径150mm内径115mm，套装分为三个部分：盖+瓶+卡箍，套装默认发货为：盖子为斜四口24*4。

规格		磨口
T300500	套装500ML筒形	150mm/24*4
T30011L	套装1000ML筒形	150mm/24*4
T30001L	套装1000ML球形	150mm/24*4
T30002L	套装2000ML球形	150mm/24*4
T30003L	套装3000ML球形	150mm/24*4
T30005L	套装5000ML球形	150mm/24*4
T30010L	套装10000ML球形	150mm/24*4
T30020L	套装20000ML球形	150mm/24*4
T300044	配件：盖（斜四口）	24*4
T301044	配件：盖（直四口）	24*4
T300034	配件：盖（斜三口）	24*3
T301034	配件：盖（直三口）	24*3
T301500	配件：瓶500ML筒形	150mm
T30111L	配件：瓶1000ML筒形	150mm
T30101L	配件：瓶1000ML球形	150mm
T30102L	配件：瓶2000ML球形	150mm
T30103L	配件：瓶3000ML球形	150mm
T30105L	配件：瓶5000ML球形	150mm
T30110L	配件：瓶10000ML球形	150mm
T30120L	配件：瓶20000ML球形	150mm
K190150	配件：法兰卡箍	
K191150	配件：钢丝夹	

双层夹套烧杯

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。

货号	容量 (ml)	内杯外径*内高度	外杯外径*总高度	壁厚
T290050	50	45*55	65*65	3
T290100	100	55*65	80*75	3
T290150	150	60*75	80*85	3
T290200	200	70*75	100*85	3
T290250	250	80*75	100*85	3
T290350	350	90*80	110*90	3
T290500	500	100*90	120*100	3
T29001L	1000	110*140	150*155	5
T29002L	2000	150*150	180*165	5



双层夹套开口反应器

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。下部为双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。分体式，盖和底可分离，法兰磨砂密封。不配法兰卡箍，需要另买。

货号	容量 (ml)	标口	法兰外径
A13945	1000ml	24*4斜四口	150

臭气采样瓶

在实验室内，用真空排气处理系统将采样瓶排气至瓶内压力接近负1.0*105PA，采样时打开采样瓶阀门口，使样品气体充入采样瓶内至常压后拧好瓶塞，避光运回实验室，24小时内测定。

货号	容量 (ml)	包装
T42001L	1000ml	2只+箱
T42002L	2000ml	2只+箱
T42003L	3000ml	2只+箱
T42005L	5000ml	2只+箱
T42010L	10000ml	2只+箱

双层夹套反应釜

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。

货号	容量 (ml)	标口
T320050	50	24单口
T320100	100	24单口
T323100	100	24*3斜三口
T323150	150	24*3斜三口
T323250	250	24*3斜三口
T323500	500	24*3斜三口
T32301L	1000	24*3斜三口
T32302L	2000	24*3斜三口
T324250	250	24*4斜四口
T324500	500	24*4斜四口
T32401L	1000	24*4斜四口
T32402L	2000	24*4斜四口



双排管真空气体分配器

简称：双排气体分配器，实心节门塞。该型号双排管真空分配器为三通实心玻璃节门，节门塞内有平行的双排导气孔。当节门旋转180度时，可切换通气流向。两个管的外径是22mm，两个小嘴（前管左侧，后管右侧）的外径为10mm，每组出气小嘴的外径为10mm，间距为75mm。主管上为三个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左。后左右。

货号	阀门	节门组数	总长度（mm）
T333003	玻璃	3	300
T333004	玻璃	4	375
T333005	玻璃	5	450
T343003	四氟	3	300
T343004	四氟	4	375
T343005	四氟	5	450



主管上为两个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左。后右。

货号	阀门	节门组数	总长度（mm）
T332003	玻璃	3	300
T332004	玻璃	4	375
T332005	玻璃	5	450
T342003	四氟	3	300
T342004	四氟	4	375
T342005	四氟	5	450

主管上为四个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左右。后左右。

货号	阀门	节门组数	总长度（mm）
T334003	玻璃	3	300
T334004	玻璃	4	375
T334005	玻璃	5	450
T344003	四氟	3	300
T344004	四氟	4	375
T344005	四氟	5	450

注：另可订制四氟活塞的，在玻璃活塞的基础上增加100元/只。



单排管真空气体分配器

该型号单排管真空分配器，带四氟节门。主管外径为22mm，右侧带10mm外径导气小嘴。节门下部小嘴外径为10mm，节门间距为75mm。

四氟节门，主管上为一个通气小嘴，为右侧。，

货号	节门组数	总长度（mm）
T354003	3	300
T354004	4	375
T354005	5	450

四氟节门，主管上为一个通气小嘴，为左侧。，

货号	节门组数	总长度（mm）
T354103	3	300
T354104	4	375
T354105	5	450



双排管高真空气体分配器

简称：双排气体分配器，高真空节门0-10MM。主管上为二个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左。后右。

货号	阀门	节门组数	总长度（mm）
T364004	高真空0-10MM	4	450

1801蒸馏器

货号	容量	瓶磨口	配冷凝管磨口
T370500	500ml一套	24/29	14/23
T37001L	1000ml一套	24/29	14/23
T37002L	2000ml一套	29/32	19/26
T371500	500ml瓶	24/29	14/23
T37101L	1000ml瓶	24/29	14/23
T37102L	2000ml瓶	24/29	19/26
A181420	500ml冷凝管		14/23
A181425	1000ml冷凝管		14/23
A181930	2000ml冷凝管		19/26





砂芯过滤装置

装置组成：杯+滤芯+锥形瓶+夹+杯盖,500-2000ML配套的杯子均为300ML,5000ML配套的杯子为500ML。

货号	规格
T310500	500ml一套
T31001L	1000ml一套
T31002L	2000ml一套
T31005L	5000ml一套
T311300	300ml杯
T311500	500ml杯
T312500	500ml滤芯
T31201L	1000ml滤芯
T31202L	2000ml滤芯
T31205L	5000ml滤芯
T313500	500ml瓶
T31301L	1000ml瓶
T31302L	2000ml瓶
T31305L	5000ml瓶
T314000	夹子
T314500	500ml一套 (GL45螺纹口)
T31401L	1000ml一套 (GL45螺纹口)
T31402L	2000ml一套 (GL45螺纹口) 用滤膜100MM
T31405L	5000ml一套 (GL45螺纹口) 用滤膜100MM



老款

干燥塔

三爱思干燥塔材质3.3高硼硅,玻璃管制作,加厚,全身无气泡,密封。

货号	规格	磨口
T400250	250ml老款	29/32
T400500	500ml老款	40/38
T40001L	1000ml老款	50/42
T40002L	2000ml老款	60/46
T40X250	250ml新款	29/32
T40X500	500ml新款	40/38
T40X01L	1000ml新款	50/42
T40X02L	2000ml新款	60/46



新款



双层夹套反应釜具阀门

3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计,上下各带一个宝塔状小嘴,用于连接胶管,可通冷热介质。

货号	容量(ml)	标口	阀门
F433250	250	24*3斜三口	5#四氟
F433500	500	24*3斜三口	5#四氟
F43301L	1000	24*3斜三口	5#四氟
F43302L	2000	24*3斜三口	5#四氟
F443250	250	24*3斜三口	0-10mm高真空
F443500	500	24*3斜三口	0-10mm高真空
F44301L	1000	24*3斜三口	0-10mm高真空
F44302L	2000	24*3斜三口	0-10mm高真空



货号	容量(ml)	外筒直径mm	外筒有效长度mm	总高度mm	净重(g)
F433250	250	100	95	265	550
F433500	500	120	100	280	700
F43301L	1000	150	150	330	1570
F43302L	2000	180	170	350	2230
F443250	250	100	95	280	560
F443500	500	120	100	295	705
F44301L	1000	150	150	345	1580
F44302L	2000	180	170	365	2240



启普发生器

货号	规格	磨口
T410250	125ml	19*24*19*24
T410500	250ml	19*24*19*24
T41001L	500ml	24*29*24*24



夹套全包式直三口瓶

货号	规格	主口	侧口
T444500	500ml	24/29	24/29
T449500	500ml	29/32	24/29
T44241L	1000ml	24/29	24/29
T44291L	1000ml	29/32	24/29



夹套半包式直三口瓶

货号	规格	主口	侧口
T454500	500ml	24/29	24/29
T459500	500ml	29/32	24/29
T45241L	1000ml	24/29	24/29
T45291L	1000ml	29/32	24/29



夹套半包式直三口瓶具四氟活塞

货号	规格	主口	侧口
T464500	500ml	24/29	24/29
T469500	500ml	29/32	24/29
T46241L	1000ml	24/29	24/29
T46291L	1000ml	29/32	24/29



溶剂蒸馏头

该装置应与冷凝管（上面）及两口球瓶（下面）相连接，右上侧为带四氟节门的14/23磨口，用于注射器取液体，右下侧为出口（不带磨口），用于大量取液。

货号	规格	上磨口	下磨口
T380500	500ml	24/29	24/29
T38001L	1000ml	24/29	24/29
T38002L	2000ml	24/29	24/29



耐压管

厚壁圆柱形耐压管为内部螺纹口，并配有四氟螺纹密封帽，在出厂时经逐个压力测试，可承受压力为6个大气压。螺纹帽顶部配有O型橡胶圈，该瓶可用于加压反应。
安全提示产：由于本产品的特殊性质及使用后产品的状况（如划伤），三爱思不能保证本品中的安全性以及由此带来的损伤，必须使用安全屏障及必须在通风柜内操作的双重安全防护。本产品不可用于微波反应，因为微波能导致四氟加热膨胀，使玻璃胀裂。

货号	规格	直径*厚度*高度
C58X010	10ML圆底	25*4*110
C58X025	25ML圆底	30*4*130
C58X050	50ML圆底	30*4*190
C58X100	100ML圆底	40*4*190
C58P010	10ML平底	25*4*110
C58P025	25ML平底	30*4*130
C58P050	50ML平底	30*4*190
C58P100	100ML平底	40*4*190



耐压瓶

厚壁圆柱形耐压瓶为内部螺纹口，并配有四氟螺纹密封帽，在出厂时经逐个压力测试，可承受压力为6个大气压。螺纹帽顶部配有O型橡胶圈，该瓶可用于加压反应。
安全提示产：由于本产品的特殊性质及使用后产品的状况（如划伤），三爱思不能保证本品中的安全性以及由此带来的损伤，必须使用安全屏障及必须在通风柜内操作的双重安全防护。本产品不可用于微波反应，因为微波能导致四氟加热膨胀，使玻璃胀裂。


货号	规格	直径*厚度*高度
C590150	150ML	50*5*190
C590250	250ML	70*5*160
C580350	350ML	85*5*150
C590500	500ML	90*5*180



溶剂蒸馏头

该装置应与冷凝管（上面）及两口球瓶（下面）相连接，右上侧为带四氟节门的14/23磨口，用于注射器取液体，右下侧为14/23磨口。

货号	规格	上磨口	下磨口
T390500	500ml	24/29	24/29
T39001L	1000ml	24/29	24/29
T39002L	2000ml	24/29	24/29



三爱思品牌提供实验室更优质的玻璃烧杯，所有烧杯全部采用3.3高硼硅玻璃制成，厚壁，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	只/箱	杯身直径*高度
C160005	5ml	1000	20*32.5
C160010	10ml	1000	25*39.4
C160025	25ml	560	35*50.8
C160050	50ml	288	45*63.6
C160100	100ml	240	52.8*72
C160150	150ml	192	60*80
C160200	200ml	144	65.3*92
C160250	250ml	144	70*98.5
C160300	300ml	96	76*103.5
C160400	400ml	96	80*111.6
C160500	500ml	96	97*123.7
C160600	600ml	72	91.3*132
C160800	800ml	48	99*146
C16001L	1000ml	36	104*158.5
C16002L	2000ml	24	134*196
C16003L	3000ml	12	150*222
C16003L	5000ml	6	180*266.3
C16010L	10000ml	4	227*336.1
C161250	250ml	72	
C161500	500ml	64	
C16101L	1000ml	24	

三角烧瓶

直口，均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	只/箱	直径*高度mm
C170050	50ml	288	53*75
C170100	100ml	192	64*104
C170150	150ml	144	74*119
C170200	200ml	144	79*133
C170250	250ml	96	85*145
C170300	300ml	72	87*154
C170500	500ml	48	105*180
C17001L	1000ml	24	131*221
C17002L	2000ml	12	170*285
C17003L	3000ml	8	192*315
C17005L	5000ml	4	230*385



玻璃量筒

3.3高硼硅玻璃制成，耐高温和腐蚀，加厚，筒口光滑无啮齿，A级，刻度线为德国油墨印刷，防酸碱，刻度线清晰、筒身光洁。


货号	规格	只/箱	直径*底座*高度
C180005	5ml	600	14*35*118
C180010	10ml	400	15*40*145
C180025	25ml	280	20*46*168
C180050	50ml	200	27*60*207
C180100	100ml	120	32*65*260
C180250	250ml	60	44*81*322
C180500	500ml	40	55*90*371
C18001L	1000ml	18	68*113*450
C18002L	2000ml	12	90*150*520

容量瓶

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，磨口为标准口，德国油墨印刷，防酸碱，A级，瓶身光洁、洁净。盖头材质塑料（PE材质）。

货号	规格	直径*高度	只/箱	标口
C190005	5ml白	24*79	288	10/19
C190010	10ml白	29*96	288	10/19
C190025	25ml白	38*110	144	10/19
C190050	50ml白	49*140	144	12/21
C190100	100ml白	59*177	144	14/23
C190200	200ml白	75*212	48	14/23
C190250	250ml白	84*217	48	14/23
C190500	500ml白	104*263	32	19/26
C19001L	1000ml白	127*300	24	24/29

货号	规格	直径*高度	只/箱	标口
C200005	5ml棕	24*79	288	10/19
C200010	10ml棕	29*96	288	10/19
C200025	25ml棕	38*110	144	10/19
C200050	50ml棕	49*140	144	12/21
C200100	100ml棕	59*177	144	14/23
C200200	200ml棕	75*212	48	14/23
C200250	250ml棕	84*217	48	14/23
C200500	500ml棕	104*263	32	19/26
C20001L	1000ml棕	127*300	24	24/29



白碱



白酸



棕碱



白四氟



棕四氟

滴定管

皮头滴定管。A级。又名碱式滴定管和黄碱式滴定管。颜色：白色、棕色，白色适用于碱性溶液，棕色适用于需要避光的碱性溶液，作中和滴定的计量器具。

货号	规格	只/箱	最小分度ml
C210010	10ml白	120	0.05
C210025	25ml白	120	0.10
C210050	50ml白	90	0.10
C210100	100ml白	90	0.20
C211010	10ml棕	120	0.05
C211025	25ml棕	120	0.10
C211050	50ml棕	90	0.10
C211100	100ml棕	90	0.20

酸性具塞滴定管。A级。颜色：白色、棕色，作中和滴定的计量器具。活塞芯为玻璃。


货号	规格	只/箱	最小分度ml
C220010	10ml白	60	0.05
C220025	25ml白	60	0.10
C220050	50ml白	60	0.10
C220100	100ml白	60	0.20
C221010	10ml棕	60	0.05
C221025	25ml棕	60	0.10
C221050	50ml棕	60	0.10
C221100	100ml棕	60	0.20

具四氟芯滴定管。A级。颜色：白色、棕色，作中和滴定的计量器具。四氟芯活塞耐酸碱溶液。

货号	规格	只/箱	最小分度ml
C230010	10ml白	60	0.05
C230025	25ml白	60	0.10
C230050	50ml白	60	0.10
C230100	100ml白	60	0.20
C231010	10ml棕	60	0.05
C231025	25ml棕	60	0.10
C231050	50ml棕	60	0.10
C231100	100ml棕	60	0.20


移液管

刻度吸管，又名环标刻度吸管，A级。



货号	规格	箱/只	最小分度值ml	直径*长度
C240001	1ml	480	0.01	7*334
C240002	2ml	480	0.02	7*335
C240005	5ml	480	0.05	8*342
C240010	10ml	480	0.10	11*400
C240025	25ml	310	0.10	13*470
C240050	50ml	120	0.20	16*480

大肚吸管，又名单标记移液吸管，A级。



货号	规格	箱/只	误差ml	直径*长度
C241001	1ml	320	±0.007	4*315
C241002	2ml	320	±0.01	5*327
C241005	5ml	280	±0.015	6*401
C241010	10ml	240	±0.02	6*450
C241020	20ml	180	±0.03	7*516
C241025	25ml	180	±0.03	7*518
C241050	50ml	180	±0.05	8*470


比色管

比色管，12支/盒。3.3高硼硅管制作，耐高温，磨口细磨砂。




货号	直径*高度(不含塞)	规格	支/盒
C250010	15*143	10ml	12
C250025	20*164	25ml	12
C250050	25*205	50ml	12
C250100	30*239	100ml	12

比色管架，材质：亚克力。



货号	规格	孔径	只/盒
Y110610	10ml6孔	17mm	2
Y110625	25ml6孔	22mm	1
Y110650	50ml6孔	28mm	1
Y116100	100ml6孔	33mm	2
Y111210	10ml12孔	17mm	2
Y111225	25ml12孔	22mm	1
Y111250	50ml12孔	28mm	1
Y112100	100ml12孔	33mm	2



胶头滴管

本品牌胶头滴管,均为手工制作,头部为四道箍小嘴,防滑不易脱落,材质为高硼硅。配乳胶头。

货号	规格	包装
C260125	125mm	10只/袋
C260140	140mm	10只/袋
C260200	200mm	10只/袋



培养皿

培养皿均为3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	底*高	盖*高	只/箱	只/盒
C270060	60MM	58*17	64*16	320	20
C270075	75MM	73*17	83*17	200	10
C270090	90MM	90*20	98*19	120	10
C270100	100MM	98*23	105*22	120	10
C270120	120MM	123*24	131*21	60	10
C270150	150MM	150*30	160*27	48	6
C270200	200MM	200*31	210*28	32	10



平底蒸发皿

蒸发皿均为3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	口径*高度	只/箱	只/盒
C280060	60MM	61*41	120	10
C280090	90MM	91*52	120	10
C280125	125MM	126*64	48	6
C280150	150MM	153*88	30	3



结晶皿

结晶皿均为3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	口径*高度	只/箱	只/盒
C290060	60MM	61*30	120	10
C290090	90MM	91*52	120	10
C290125	125MM	122*58	48	6
C290150	150MM	151*76	30	3
C290180	180MM	181*89	24	2



表面皿

用途:可用作玻璃烧杯盖、蒸发皿盖、结晶皿盖。

货号	规格	只/箱	只/盒
C300060	60mm	600	10
C300070	70mm	600	10
C300080	80mm	600	10
C300090	90mm	600	10
C300100	100mm	540	10
C300120	120mm	320	10
C300150	150mm	100	10
C300180	180mm	100	10



玻璃研钵

研钵内部是粗糙的,可作中药、蒜泥的捣研。

货号	规格	高度	只/箱
C310060	60mm	43	48
C310075	75mm	52	48
C310090	90mm	64	48
C310120	120mm	76	12
C310150	150mm	87	12
C310180	180mm	101	8

称量瓶

货号	规格	盒/只	只/箱
C322525	25*25高型	20	500
C322540	25*40高型	20	300
C323050	30*50高型	20	300
C323060	30*60高型	10	250
C323570	35*70高型	10	250
C324070	40*70高型	10	250
C324025	40*25扁型	10	300
C325030	50*30扁型	10	300
C326030	60*30扁型	10	120
C327035	70*35扁型	10	120
C327040	70*40扁型	10	120





玻璃种子瓶

配橡胶塞


货号	规格	只/箱	直径*高度
C330125	125ml	90	65*125
C330250	250ml	60	80*140
C330500	500ml	48	90*165



试管架

材质亚克力，激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。

货号	规格	孔数*孔径	只/盒
Y121515	15*150	30孔*17	1
Y121818	18*180	30孔*19	1
Y122020	20*200	30孔*22	1
Y122520	25*200	30孔*27	1



高硼硅平口试管

货号	直径*长度	壁厚	只/箱
G111075	10*75	0.80	1000
G111275	12*75	1.00	2000
G111010	10*100	1.20	2000
G111310	13*100	0.65	1000
G111510	15*100	1.50	1000
G111610	16*100	1.20	1000
G111515	15*150	1.50	1000
G111815	18*150	1.00	600
G111818	18*180	1.50	600
G112020	20*200	1.90	500
G112520	25*200	1.40	400
G113020	30*200	1.20	200




梨形分液漏斗架

材质亚克力，激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。

货号	规格	孔径*孔数	只/盒
Y130125	125ml	46*4	2
Y130250	250ml	56*4	2
Y130500	500ml	71*4	2
Y13001L	1000ml	95*4	1



货号	规格
Y130001	梯形移液管架
Y130002	圆盘吸管架



高硼硅卷口试管

货号	直径*长度	壁厚	只/箱
G121515	15*150	1.5	1000
G121818	18*180	1.2	600
G122020	20*200	1.2	500
G122520	25*200	1.2	400



样品瓶架

货号	规格	孔径*孔数
Y142002	2ml	16.5*20
Y142003	3ml	16.5*20
Y142005	5ml	18.5*20
Y142010	10ml	22.5*20
Y142010	15ml	22.5*20
Y142020	20ml	27.5*20
Y142020	30ml	27.5*20
Y142020	40ml	27.5*20
Y142050	50ml	35.5*20

干燥器

透明。加厚料，内附瓷板。



货号	规格	有效高度*总高度	只/箱
C360150	150mm	75*225	2
C360180	180mm	91*265	2
C360210	210mm	103*286	1
C360240	240mm	125*325	1
C360300	300mm	138*370	1

棕色。加厚料，内附瓷板。

货号	规格	有效高度*总高度	只/箱
C361150	150mm	75*225	2
C361180	180mm	91*265	2
C361210	210mm	103*286	1
C361240	240mm	125*325	1
C361300	300mm	138*370	1

真空干燥器

透明。加厚料，内附瓷板，真空阀门。



货号	规格	有效高度*总高度	只/箱
C370150	150mm	75*290	2
C370180	180mm	91*315	2
C370210	210mm	103*348	1
C370240	240mm	125*375	1
C370300	300mm	138*430	1

棕色。加厚料，内附瓷板，真空阀门。

货号	规格	有效高度*总高度	只/箱
C371150	150mm	75*290	2
C371180	180mm	91*315	2
C371210	210mm	103*348	1
C371240	240mm	125*375	1
C371300	300mm	138*430	1



试剂瓶

大口试剂瓶，颜色：透明、棕色。

货号	规格	直径*总高度	箱/只
C380030	30ml白	25*35*74	160
C380060	60ml白	30*44*90	144
C380125	125ml白	35*55*110	80
C380250	250ml白	40*65*130	60
C380500	500ml白	50*85*165	48
C38001L	1000ml白	55*105*185	24
C38002L	2500ml白	80*140*290	8
C38005L	5000ml白	105*175*325	6
C38010L	10000ml白	105*220*425	2
C381030	30ml棕	25*35*74	160
C381060	60ml棕	30*44*90	144
C381125	125ml棕	35*55*110	80
C381250	250ml棕	40*65*130	60
C381500	500ml棕	50*85*165	48
C38101L	1000ml棕	55*105*185	24
C38102L	2500ml棕	80*140*290	8
C38105L	5000ml棕	105*175*325	6
C38110L	10000ml棕	105*220*425	2

小口试剂瓶，颜色：透明、棕色。

货号	规格	口径*直径*总高度	箱/只
C382030	30ml白	20*35*75	160
C382060	60ml白	20*44*95	144
C382125	125ml白	23*55*110	80
C382250	250ml白	23*65*140	60
C382500	500ml白	30*85*165	48
C38201L	1000ml白	30*105*190	24
C38202L	2500ml白	45*140*290	12
C38205L	5000ml白	60*175*330	6
C38210L	10000ml白	60*220*410	2
C383030	30ml棕	20*35*75	160
C383060	60ml棕	20*44*95	144
C383125	125ml棕	23*55*110	80
C383250	250ml棕	23*65*140	60
C383500	500ml棕	30*85*165	48
C38301L	1000ml棕	30*105*190	24
C38302L	2500ml棕	45*140*290	12
C38305L	5000ml棕	60*175*330	6
C38310L	10000ml棕	60*220*410	2

蓝盖试剂瓶

低硼硅，密封无泄漏。颜色：透明、棕色。



货号	规格	直径*瓶高*螺口	只/箱
C390100	100ml白	56*100*30	96
C390250	250ml白	70*138*30	70
C390500	500ml白	86*181*30	48
C39001L	1000ml白	100*230*30	30
C391100	100ml棕	56*100*30	96
C391250	250ml棕	70*138*30	70
C391500	500ml棕	86*181*30	48
C39101L	1000ml棕	100*230*30	30

蓝盖试剂瓶（高硼硅）

高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。



货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	只/箱
C400100	100ml白	56*100*30	96
C400250	250ml白	70*138*30	70
C400500	500ml白	86*181*30	48
C40001L	1000ml白	100*230*30	30
C40002L	2000ml白	136*260*30	12
C40003L	3000ml白	156*283*30	6
C40005L	5000ml白	185*320*30	6
C40010L	10000ml白	233*410*30	4
C40020L	20000ml白	295*510*30	1

滴瓶

颜色：透明和棕色。



货号	规格	盒/只	只/箱
C410030	30ml白	10	120
C410060	60ml白	10	100
C410125	125ml白	8	96
C411030	30ml棕	10	120
C411060	60ml棕	10	100
C411125	125ml棕	8	96

顶空瓶、样品瓶、钳口瓶

瓶身低硼硅，可以耐高温。瓶垫为pe，不耐高温。

10/15/20/30/40ml可配四氟垫片，需另加垫片0.90-1.10元/只



货号	规格	瓶直径*瓶高
C420002	2ml带书写白	11.6*32
C421002	2ml顶空瓶棕	11.6*32
C420003	3ml白	16*33
C420004	4ml白	14.7*45
C420005	5ml白	18.4*40
C420010	10ml白	21.9*50
C420015	15ml白	21.9*70
C420020	20ml白	27.5*57
C420030	30ml白	27.5*80
C420040	40ml白	27.5*95
C421003	3ml棕	16*33
C421004	4ml棕	14.7*45
C421005	5ml棕	18.4*40
C421010	10ml棕	21.9*50
C421015	15ml棕	21.9*70
C421020	20ml棕	27.5*57
C421030	30ml棕	27.5*80
C421040	40ml棕	27.5*95
C422010	10ml钳口瓶白	22.5*46
C422020	20ml钳口瓶白	22.5*75
C423020	20ml铝盖顶空白	22.5*75
C424020	20ml铝盖顶空棕	22.5*75



英式滴瓶

货号	规格	只/盒	只/箱
C350030	30ml白	12	216
C350060	60ml白	12	144
C350125	125ml白	12	144
C351030	30ml棕	12	216
C351060	60ml棕	12	144
C351125	125ml棕	12	144





上嘴抽滤瓶

三爱思上嘴抽滤瓶，口部车床加工，制作成标准口不磨砂，与布氏漏斗托配套使用，更吻合。

货号	规格	单价
C430125	125ml/29不磨砂	20.90
C430250	250ml/29不磨砂	27.50
C430500	500ml/34不磨砂	38.50
C43001L	1000ml/40不磨砂	49.50
C43002L	2500ml/60不磨砂	115.50
C43005L	5000ml/60不磨砂	148.50
C43010L	10000ml/70不磨砂	275.00
C43015L	15000ml/70不磨砂	379.00
C43020L	20000ml/70不磨砂	495.00



布氏漏斗

货号	规格	内径*有效高度	只/箱
C440060	60mm	52*32	100
C440080	80mm	70*45	50
C440100	100mm	90*50	30
C440120	120mm	113*57	30
C440150	150mm	137*65	12
C440200	200mm	185*79	4
C440250	250mm	228*93	2
C440300	300mm	280*124	1
C440091	布氏漏斗托	9*1	100



布氏漏斗套装

1000ML上嘴抽滤瓶+布氏漏斗托+120MM布氏漏斗

货号	规格
C43001L	上嘴抽滤瓶1000ML
C440091	布氏漏斗托
C440120	120MM布氏漏斗
T43001L	1000ML套装



流动液相瓶

高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。

货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	只/箱
C57000R	GL45 黄色 3孔盖		96
C570100	100ML	56*100*30	70
C570250	250ML	70*138*30	48
C570500	500ML	86*181*30	30
C57001L	1000ML	100*230*30	



三口流动液相瓶

高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。

货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	只/箱
C55001L	1000ML有孔	100*230*30	30
C55101L	1000ML无孔	100*230*30	30

补料瓶

高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。

货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	只/箱
C560100	100ML	56*100*30	96
C560250	250ML	70*138*30	70
C560500	500ML	86*181*30	48
C56001L	1000ML	100*230*30	30





四氟塞子

货号	磨口
C490019	19/26
C490024	24/29
C490029	29/32



磨口塑料夹（标口夹）

货号	磨口
C520014	14/23
C520019	19/26
C520024	24/29
C520029	29/32
C520034	34/35
C520040	40/38



塑料PE盖

货号	磨口
C500019	19/26
C500024	24/29
C500029	29/32



空心塞

货号	磨口
C53K014	14/23
C53K019	19/26
C53K024	24/29
C53K029	29/32
C53K034	34/35
C53K040	40/38
C53K050	50/32



翻口橡胶塞

货号	磨口
C510014	14/23
C510019	19/26
C510024	24/29
C510029	29/32



实心塞标准塞

货号	磨口
C530014	14/23
C530019	19/26
C530024	24/29
C530029	29/32



融解氧瓶（污水瓶）

货号	规格	只/箱
C540125	125ML单盖透明	72
C540250	250ML单盖透明	60
C540500	500ML单盖透明	48
C54001L	1000ML单盖透明	32
C541125	125ML单盖棕色	72
C541250	250ML单盖棕色	60
C541500	500ML单盖棕色	48
C54101L	1000ML单盖棕色	32
C542125	125ML双盖透明	72
C542250	250ML双盖透明	60
C542500	500ML双盖透明	48
C54201L	1000ML双盖透明	32
C543125	125ML双盖棕色	72
C543250	250ML双盖棕色	60
C543500	500ML双盖棕色	48
C54301L	1000ML双盖棕色	32



视筒

视筒壁厚5mm，如需6-10mm请另询价，长度可以根据要求现切。

货号	直径*高度	壁厚
C344510	45*100	5
C345010	50*100	5
C346010	60*100	5
C346510	65*100	5
C347010	70*100	5
C347510	75*100	5
C348010	80*100	5
C348510	85*100	5
C349010	90*100	5
C349510	95*100	5
C341010	100*100	5
C341110	110*100	5
C341210	120*100	5
C341310	130*100	5
C341410	140*100	5
C341451	145*100	5
C341510	150*100	5
C341810	180*100	5
C342010	200*100	5



三角漏斗

材质：3.3高硼硅，厚壁。

货号	规格	箱/只
C650050	50MM	576
C650060	60MM	300
C650075	75MM	240
C650090	90MM	160
C650100	100MM	96
C650120	120MM	48
C650150	150MM	24



定性滤纸

滤纸为双圈商标。100张/盒。分为：快速、中速、慢速。

货号	规格	箱/盒	速度
C450070	70mm	50	中速
C450090	90mm	50	中速
C450110	110mm	50	中速
C450125	125mm	50	中速
C450150	150mm	50	中速
C450180	180mm	50	中速
C450600	600mm	10	中速



定量滤纸

滤纸为双圈商标。100张/盒。分为：快速、中速、慢速。

规格	规格	箱/盒	速度
C460070	70mm	50	中速
C460090	90mm	50	中速
C460110	110mm	50	中速
C460125	125mm	50	中速
C460150	150mm	50	中速
C460180	180mm	50	中速



针头过滤器

材质：尼龙。直径13mm


货号	孔径(um)
C470045	0.45有机
C470022	0.22有机
C471045	0.45水系
C471022	0.22水系




微孔滤膜

材质：尼龙。直径50mm, 50片/盒。

货号	孔径(um)
C480045	0.45有机
C480022	0.22有机
C481045	0.45水系
C481022	0.22水系



铁架台



十字夹



烧瓶夹



冷凝管夹



铝氧化升降台



特大号十字夹



木托



三爪夹



万用夹



坩埚钳



烧杯夹

货号	名称	相关参数	净重(g)
K120000	小铁架台套装		2600
K121000	小铁架台底座	150*200MM	
K122000	小铁架台杆子	650MM*10MM	
K120001	大铁架台套装		5700
K121001	大铁架台底座	200*300MM	
K122001	大铁架台上杆	350MM	
K123001	大铁架台下杆	350MM	
K124001	大铁架台延长杆	300MM	
K130000	烧瓶夹 (喷塑黑色加强型)	8*160MM(杆长)	118
K130001	烧瓶夹 (喷塑绿头)	夹距18-55杆长160MM	
K130002	烧瓶夹 (镀锌粘木垫)	夹距13-60 杆长158MM	
K130003	烧瓶夹 (白杆红头)	夹距12-50 杆长130MM	
K130004	烧瓶夹 (银杆红头双调节)		
K140000	冷凝管夹 (喷塑黑色加强型)	8*杆长250MM	177
K150000	万用夹 (四爪喷塑黑色)	8*杆长170MM	207
K150001	万用夹 (三爪夹单调节大号)		
K150002	万用夹 (三爪夹双调节大号)		
K160000	十字夹 (喷塑黑色)		100
K160001	十字夹 (特大号黑色)		
K160002	十字夹 (特大号蓝灰色)		
K160003	十字夹 (特大号蓝白色)		
K171515	不锈钢升降台		
K172020	不锈钢升降台		
K181010	铝氧化升降台		
K181515	铝氧化升降台		
K182020	铝氧化升降台		
K182520	铝氧化升降台		
K190150	法兰卡箍	夹150MM法兰口	



喷塑绿头烧瓶夹



蝴蝶夹



白杆红头烧瓶夹

货号	名称	相关参数
K191150	钢丝夹	夹150MM法兰
K192000	蝴蝶夹	
K192001	弹簧止水夹	
K192002	螺丝止水夹	
K192003	试管夹	
K192004	抱链夹	
K200000	烧杯夹	
K200200	坩埚钳	200MM
K200300	坩埚钳	300MM
K200400	坩埚钳	400MM
K200500	坩埚钳	500MM
K210090	塑料烧瓶托	90MM
K210080	木托	80MM
K210100	木托	100MM
K210110	木托	110MM
K210120	木托	120MM
K210140	木托	140MM
K210160	木托	160MM



梯形移液枪架



圆形移液枪架



法兰卡箍



磁力搅拌子，玻璃材质

规格	直径*长度 (mm)
K250820	8*20
K250925	9*25
K251030	10*30



—磁力搅拌子-橄榄形-菱形

货号	规格	直径*长度 (mm)
K260010	10MM	6*9.5
K260015	15MM	6.9*15
K260020	20MM	8*20
K260025	25MM	9.5*24.5
K260030	30MM	29.5
K260040	40MM	17*39.5
K260050	50MM	17*49.5
K260060	60MM	16.5*60



—磁力搅拌子-柱形-直形

货号	规格	直径*长度 (mm)
K270010	10MM	6*10
K270015	15MM	6*15
K270020	20MM	7*20
K270025	25MM	8*25
K270030	30MM	8*30
K270040	40MM	8*40
K270050	50MM	8*50



四氟回收棒

货号	容量(mm)
K290350	350



四氟搅拌棒

货号	规格	直径*浆展开宽度(mm)
K280250	250mm	7*42
K280300	300mm	7*54
K280350	350mm	7*67
K281350	350mm	7*87
K280400	400mm	7*87
K280500	500mm	7*103
K280600	600mm	7*155
K281600	600mm	10*160



四氟搅拌套塞

货号	规格	孔径 (mm)
K300014	14/23	8
K300019	19/26	8
K300024	24/29	8
K300029	29/32	8
K300034	34/35	8
K300040	40/38	8
K301040	40/38	10
K300050	50/42	8
K301050	50/42	10



四氟容量瓶

货号	容量(ml)
K310010	10
K310025	25
K310050	50
K310100	100
K310250	250
K310500	500
K31001L	1000
K31002L	2000



四氟坩埚（带盖）

货号	容量(ml)	上口*下口*壁厚*杯高
K320020	20	
K320025	25	
K320030	30	47*29*2.5*44
K320050	50	51*32*2.6*53
K320100	100	62*43*2.3*58
K320250	250	77*49*3*89



四氟坩埚（无盖）

货号	容量(ml)	上口*下口*壁厚*杯高
K330020	20	
K330030	30	47*29*2.5*44
K330050	50	51*32*2.6*53



四氟蒸发皿

货号	容量(ml)	直径*高度
K340050	50	82*41
K340100	100	88*44
K340150	150	105*40



四氟表面皿

货号	容量(mm)
K350050	50
K350060	60
K350070	70
K350080	80
K350090	90
K350100	100
K350120	120
K350150	150



四氟烧杯

货号	容量(ml)	杯径*高度*壁厚
K360030	30	38*50*2
K360050	50	46*55*2
K360100	100	58*64*2.2
K360150	150	63*79*2.4
K360200	200	71*79*2.4
K360250	250	73*90*2.6
K360300	300	80*100*2.6
K360400	400	100*105*2.6
K360500	500	100*115*3
K36001L	1000	110*145*4
K36002L	2000	150*170*4.5
K36003L	3000	170*194*5
K36005L	5000	205*265*6



四氟试剂瓶

货号	容量(ml)
K370025	25大口
K370050	50大口
K370100	100大口
K370150	150大口
K370200	200大口
K370250	250大口
K370500	500大口
K37001L	1000大口
K37002L	2000大口
K37005L	5000大口
K371025	25小口
K371050	50小口
K371100	100小口
K371150	150小口
K371200	200小口
K371250	250小口
K371500	500小口
K37101L	1000小口
K37102L	2000小口
K37105L	5000小口





四氟漏斗

货号	容量(mm)
K380052	52
K380080	80
K380105	105
K380160	160



四氟镊子

货号	容量(mm)
K390100	100
K390150	150
K390200	200
K390250	250
K390300	300



四氟培养皿

货号	容量(mm)
K420040	40
K420050	50
K420060	60
K420070	70
K420080	80
K420090	90
K420100	100
K420110	110
K420120	120



四氟药勺/药匙

货号	容量(ml)	宽度*壁厚
K400003	3	23*110
K400005	5	31*149
K400010	10	38*197



四氟离心管

货号	容量(ml)	宽度*总高度
K410005	5	16*55
K410010	10	16*105
K410020	20	22*105
K410030	30	24*119
K410050	50	29*125
K410100	100	39*136



一次性吸管

货号	容量(ml)	支/包
K501005	0.5	500支/包
K500001	1	100支/包
K500002	2	100支/包
K500003	3	100支/包
K500005	5	100支/包
K500010	10	100支/包
K502001	1	250支/包
K502002	2	250支/包
K502003	3	250支/包
K502004	3	加长款250支/包
K502005	5	100支/包
K502010	10	100支/包



一次性离心管

货号	容量(ml)	支/包
K510005	0.5	1000支/包
K510015	1.5	500支/包
K510020	2	500支/包
K510050	5	300支/包
K510100	10圆底带盖	100支/包
K510101	10平底内螺尖带盖	100支/包
K510150	15	100支/包
K510500	50	50支/包
K511000	100	30支/包

实心橡胶塞



货号	号数	小头*大头*高度 (mm)
K430003	3#	17*23*27
K430004	4#	19*25*29
K430005	5#	22*29*28
K430006	6#	25*33*28
K430007	7#	28*37*31
K430008	8#	32*41*32
K430009	9#	38*45*30
K430010	10#	42*50*33
K430011	11#	46*56*34
K430012	12#	51*62*38
K430013	13#	55*68*38
K430014	14#	60*73*41

镊子、药匙



货号	号数
K401031	3*1组药匙
K401016	16CM药匙
K401022	22CM药匙
K402022	22CM双头
K403031	3*1组微量药匙
K393125	125MM镊子
K393140	140MM镊子
K393160	160MM镊子
K393180	180MM镊子
K393200	200MM镊子
K393250	250MM镊子
K393300	300MM镊子

硅胶塞



货号	形状	小头*大头 (mm)	配套
K440912	直形	9*12	10*100试管
K441217	直形	12*17	15*150试管
K441519	直形	15*19	18*180试管
K441823	直形	18*23	20*200试管
K442226	直形	22*26	25*200试管
K442731	带边	27*31	200-250ml锥形瓶
K443338	带边	33*38	1000ml锥形瓶
K444046	带边	40*46	2000-5000ml锥形瓶

Ph试纸



货号	规格
K540114	1-14
K540550	0.5-5.0
K541430	1.4-3.0
K542747	2.7-4.7
K543854	3.8-5.4
K545590	5.5-9.0
K546480	6.4-8.0
K545470	5.4-7.0
K548210	8.2-10
K549513	9.5-13

HDPE瓶 (氟化瓶)



高密度聚乙烯, 无毒, 无味。有良好的耐热性和耐寒性, 化学稳定性好, 耐化学腐蚀。

货号	容量 (ml)	直径*高度*瓶口内径 (mm)
K460060	60	38*88*20无防盗盖
K460100	100	47*115*24有防盗盖
K460250	250	60*125*33有防盗盖
K460500	500	68*192*33有防盗盖
K46001L	1000	90.5*220*33有防盗盖

塑料洗瓶



名称	名称	容量 (ml)
K520500	边管洗瓶	500ml
K521500	平头洗瓶	500ml



HDPE小口塑料瓶

高密度聚乙烯, 无毒, 无味。有良好的耐热性和耐寒性, 化学稳定性好, 耐化学腐蚀。

货号	容量(ml)	直径*高度*瓶口内径 (mm)
K461250	250	60*140*18
K461500	500	75*178*23
K46101L	1000	88*232*23



HDPE大口塑料瓶

高密度聚乙烯, 无毒, 无味。有良好的耐热性和耐寒性, 化学稳定性好, 耐化学腐蚀。


货号	容量(ml)	直径*高度*瓶口内径 (mm)
K462100	100	49*88*31
K462125	125	
K462250	250	64*114*43
K462500	500	82*123*42
K46201L	1000	97*182*54



塑料量杯

材质: PP, 聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料, 外观透明而轻。密度为0.89~0.91g/cm, 易燃, 熔点165℃, 在155℃左右软化, 使用温度范围为-30~140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀, 能在高温和氧化作用下分解。

货号	容量(ml)	手柄
K470050	50	无
K470100	100	无
K470250	250	无
K470500	500	有
K47001L	1000	有
K47002L	2000	有
K47003L	3000	有
K47005L	5000	有



塑料量筒

PP料, 又称聚丙烯。是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料, 外观透明而轻。密度为0.89~0.91g/cm, 易燃, 熔点165℃, 在155℃左右软化, 使用温度范围为-30~140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀, 能在高温和氧化作用下分解。

货号	容量 (ml)
A13750	50
A13767	100
A13774	250
A13781	500
A13798	1000
A13804	2000



电子天平

精确到0.01克, 0.001克的, 是带风罩的, 自由组装, 可拆。

货号	规格(g)	精确度 (g)
K531200	200	0.1
K531500	500	0.1
K5311KG	1000	0.1
K5312KG	2000	0.1
K5313KG	3000	0.1
K5315KG	5000	0.1
K5316KG	6000	0.1
K53110K	10000	0.1
K53115K	15000	0.1
K53120K	20000	0.1
K532200	200	0.01
K532600	600	0.01
K5321KG	1000	0.01
K5322KG	2000	0.01
K5323KG	3000	0.01
K5325KG	5000	0.01
K533200	200	0.001
K533300	300	0.001
K533500	500	0.001





电热套

工作电源：220V 50HZ，最高使用温度：380度

货号	容量 (ml)	功率 (W)
PTHW100	100	130
PTHW250	250	216
PTHW500	500	220
PTHW1L	1000	530
PTHW2L	2000	650
PTHW3L	3000	730
PTHW5L	5000	1100
PTHW10L	10000	2100
PTHW20L	20000	3000
PTHW30L	30000	4300
PTHW50L	50000	6000
ZNHW100	100	130
ZNHW250	250	216
ZNHW500	500	220
ZNHW1L	1000	530
ZNHW2L	2000	650
ZNHW3L	3000	730
ZNHW5L	5000	1100
ZNHW10L	10000	2100
ZNHW20L	20000	3000
ZNHW30L	30000	4300
ZNHW50L	50000	6000



名称	名称	功率
K111000	可调电炉	1000W
K48J100	电动搅拌机	100W
OES-60M	电动搅拌机	210W
GZ120	电动搅拌机	120W
GZ120-S	电动搅拌机	120W
BL160S	电动搅拌机	160W
BL200S	电动搅拌机	200W



数显油水浴锅

水油两用，一体成型，恒温调控温度。

货号	容量 (ml)
HH-WO1L	1升不带升降
HH-WO-2LS	2升不带升降
HH-WO-3LS	3升不带升降
HH-WO-5LS	5升不带升降
HH-WO-10LS	10升不带升降



循环水真空泵

抽力大，噪音小。好仪器，好质量。

货号	容量 (ml)
SHZ-D(III)-F	防腐型
SHZ-D(III)-G	不锈钢型
SHZ-D(III)-SF	四氟型
SHB-95B	防腐型



低温冷却液循环泵

控温精细，制冷量大，操作简单，进口压缩机。

货号	容量 (ml)
DL-400	3000
DLSB-5/20	5000
DLSB-10/20	10000
DLSB-20/30	20000