

# A 公司简介 about

上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司(原上海闵行虹浦仪器厂)创建于上世纪九十年代初，专业生产磁力搅拌器、电动搅拌器和与之配套的无刷直流电机，以及F4永磁搅拌子、医用不锈钢搅拌子等。公司有多名多年从事机械、电机、电子及软件开发的专业技术人员作技术支持，研制定做的产品品种繁多，产品结构合理，技术先进，性能良好，安全可靠，使用方便，能满足用户各种不同的使用需要，为化工、制药、日化、食品、涂料、建材、电子、汽车到农业、商检、质检、卫生防疫以及高校、研究单位等各行各业的各级实验室提供国内一流品质的通用仪器。

二十多年来稳步的发展，本公司已形成了库存丰富、供货快捷、价格合理、服务优异的特色，拥有一支丰富仪器技术和全面、经验丰富的售后服务团队，并以专业、全面的技术支持和售后服务赢得了良好声誉，是国内极具实力的实验室基础仪器，拥有广泛而稳固的客户群体和分销网络。

在此，谨对多年以来给予上海梅颖浦充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢！基于创立品牌和可持续发展的战略，梅颖浦愿与业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，也使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。

(Previously named as Shanghai Minhang Hongpu Instrument Factory) is specialized in manufacturing various stirrer instruments, having more than 20 years of rich experience, from basic type to professional type, including magnetic stirrers, electric stirrers, Polytetrafluoroethylene (PTFE) and stainless steel magnetic stirrer bars for medical application. Products developed and produced by our company are featured in ample variety, rational structure, advanced technology, supreme performance, safety and reliability, and convenience for use. Hence customers' different requirements can be satisfied, and domestic top quality products are supplied for various laboratory application in the industries of chemical, daily chemical, pharmaceutical, foodstuff, coating material, construction material, electronical, automobile, agricultural, and in the sectors of commodity inspection, quality inspection, sanitary and epidemic prevention, colleges/universities, and research institutes.

Steadily developed for over twenty years, we have established a system with sufficient stock, fast delivery, reasonable price, and super service. Our team possesses adequate instrument technology and rich after-sale service experience, and has good business credibility for professional and comprehensive technical support and after-sale service. Being a manufacturer with substantial strength for laboratory basic instruments, we have widespread and stable customer groups, and a good distribution network.

We have sincere thanks to our customers for trusting and supporting us all these years! Based on our brand creating and sustainable development strategy, we are willing to develop together with our counterparts and customers, and with our product resources and technical service strength, benefit our customers in their application of new technology, new methods, and new instruments.

## 目 录 CONTENTS

恒温磁力搅拌器	01
Thermostat magnetic stirrer	
电热套磁力搅拌器	09
Electric sets magnetic stirrer	
多工位磁力搅拌器(带加热)	10
Multi-position magnetic stirrer (With heating)	
多工位磁力搅拌器(不带加热)	11
Multi-position magnetic stirrer (Without heating)	
不加热磁力搅拌器	13
Non heating magnetic stirrer	
大功率磁力搅拌器	15
Magnetic stirrer with large power	
大功率磁力搅拌器(带加热)	17
Magnetic stirrer with large power With heating	
称重磁力搅拌器	18
Weighing magnetic stirrer	
落地式磁力搅拌器	19
Floor mounted magnetic stirrer	
MYP19系列电动搅拌器	20
MYP19 series electric mixer	
MYP2011系列恒速电动搅拌器	21
MYP 2011 series constant speed electric mixer	
MYP12系列程控搅拌器	22
MYP12 Series Programmable Blender	
H系列恒速电动搅拌器	23
H series constant speed electric mixer	
D系列电动搅拌器	24
D series electric mixer	
JB系列电动搅拌器	25
JB series electric mixer	
S312系列恒速搅拌器	26
S312 series constant speed agitator	
配件	27
Accessories	
特殊定制搅拌子	28
Special Customized Stirrer	

铝合金压铸外壳，大功率铝质加热盘，大功率无刷直流电机、强磁力搅拌磁钢，微处理器控制，转速稳定，两种控温模式，精准控制加热温度，有长时间定时功能，MYP19-2A型还具有正反向搅拌功能，即可顺向搅拌，逆向搅拌，又可双向搅拌，换向时间可调。适用于较大容量加热搅拌。

Aluminum alloy die-casting shell, high-power aluminum heating plate, high-power brushless DC motor, strong magnetic stirring magnet steel, microprocessor control, stable rotation speed, two temperature control modes, precise control of heating temperature, long-time timing function, myp19-2a model also has forward and reverse mixing function, which can be forward mixing, reverse mixing, two-way mixing, reversing time adjustable. Suitable for large capacity heating and stirring.



MYP19-2

MYP19-2A

## 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP19-2恒温磁力搅拌器 MYP19-2Thermostat magnetic stirrer	MYP19-2A恒温磁力搅拌器 MYP19-2AThermostat magnetic stirrer
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	10L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	40W	40W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ200	Φ200
加热功率 ( W ) Heating power	1000	1000
加热温度范围 ( °C ) Heating temperature range	室温~320 Room temperature ~320	室温~320 Room temperature ~320
工作盘最高安全温度 ( °C ) working plate max.safety temperature	350	350
外接传感器控温精度 ( °C ) External temperature temperature control precision	± 0.5	± 0.5
定时范围(min ) Timing range	1~9999	1~9999
外形尺寸 ( mm ) Dimension	375*220*110	375*220*110
重量 ( kg ) Weight	4.8	4.8

铝合金外壳整体压铸，无刷直流电机驱动，微处理器控制，两个LED数显窗，可分别显示转速，定时时间，液体温度及加热盘温度，按键操作与旋转式编码器操作可供用户选择。

Aluminum alloy die casting shell as a whole,brushless Dc motor drive, variable speed.2 LED display windows,displaying respectively rotational speed,timing,liquid temperature and heating plate temperature.



MYP11-2

MYP11-2A

## 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP11-2A恒温磁力搅拌器 Thermostat magnetic stirrer	MYP11-2恒温磁力搅拌器 Thermostat magnetic stirrer
控制操作形式 Control	旋钮+按键 Knob+Button	按键 Button
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	5L	5L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	15W	15W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ145	Φ145
加热功率 ( W ) Heating power	600	600
加热温度范围 ( °C ) Heating temperature range	室温~320 Room temperature ~320	室温~320 Room temperature ~320
工作盘最高安全温度 ( °C ) working plate max.safety temperature	350	350
外接传感器控温精度 ( °C ) External temperature temperature control precision	± 0.5	± 0.5
定时范围(min ) Timing range	1~9999	1~9999
外形尺寸 ( mm ) Dimension	280 × 160 × 90	280 × 160 × 90
重量 ( kg ) Weight	2.7	2.7

无刷直流电机驱动，微处理器控制，多种型号，适合不同的使用要求。

Brushless Dc motor drive , Microprocessor control , A variety of models suitable for you requirements



H01-1G



H01-1A



SH05-3G

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	H01-1G	H01-1A	SH05-3G
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	5L	10L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	10W	15W	15W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ145	Φ175	Φ175
加热功率 ( W ) Heating power	360W	800	800
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150℃ Room temperature ~150	室温~250 Room temperature ~250	室温~250 Room temperature ~250
外接传感器控温精度 ( ℃ ) External temperature temperature control precision	± 1	± 1	± 1
定时范围(min) Timing range	250	250	250
外形尺寸 ( mm ) Dimension	220×170×130	280×175×145	330×190×130
重量 ( kg ) Weight	3.5	6.0	6.0

铝合金外壳整体压铸，无刷直流电机驱动，无级调速，Φ 145mm铝合金加热盘，600W功率，升温快，内置温度控制器，可调加热盘温度50~300℃，加热盘限制安全温度350℃，多种型号，适合不同的使用要求。

The whole aluminum alloy shell is die-casting, driven by BLDCM, stepless speed regulation, Φ 145mm aluminum alloy heating plate, 600W power, fast temperature rise, built-in temperature controller, adjustable heating plate temperature of 50 ~ 300 °C, heating plate limit safety temperature of 350 °C, various models, suitable for different application requirements



08-2G



X85-2



X85-2S

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	08-2G	X85-2	X85-2S
控制操作形式 Control	按键 Button	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	5L	5L	5L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	10W	10W	10W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	—	转速 Speed
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ145	Φ145	Φ145
加热功率 ( W ) Heating power	600	600	600
液体控温 Liquid temperature	PT100	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers
外形尺寸 ( mm ) Dimension	250×150×135	250×150×135	250×150×135
重量 ( kg ) Weight	4.5	4.5	4.5

铝合金外壳 无刷直流电机驱动 无级调速  $\phi$  175mm 不锈钢加热盘 搅拌量大 不同功能 能满足不同用户的需要  
Aluminum enclosure, brushless DC motor drive, variable speed.  $\phi$  175 mm stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; Stepless speed regulating;



SH 21-1



SH 21-2




SH 23-2

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	SH21-1	SH21-2	SH23-2
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	3L	10L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	10W	15W	15W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	$\Phi$ 175	$\Phi$ 175	$\Phi$ 175
数字显示 Digital Display	—	—	转速 Speed
加热功率 ( W ) Heating power	500W内可调 500W adjustable within	500W内可调 500W adjustable within	500W内可调 500W adjustable within
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150
液体控温 Liquid temperature	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers
外形尺寸 ( mm ) Dimension	315 × 190 × 125	315 × 190 × 125	315 × 190 × 125
重量 ( kg ) Weight	5.2	5.4	5.5

无刷直流电机驱动，无极调速， $\phi$  145mm 不锈钢加热盘，搅拌量大，不同功能，能满足不同用户的需要。  
Brushless DC motor drive, variable speed.  $\phi$  145 mm stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; stepless speed regulating;



85-2



81-2

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	85-2	81-2
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	10L	3L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	10W	8W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~2000	启动~1500
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	$\Phi$ 145	$\Phi$ 145
加热功率 ( W ) Heating power	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150
液体控温 Liquid temperature	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers
外形尺寸 ( mm ) Dimension	260 × 150 × 125	260 × 150 × 125
重量 ( kg ) Weight	3.6	3.5

无刷直流电机驱动，无级调速，不锈钢加热盘，搅拌量大，不同功能，能满足不同用户的需要。  
Brushless Dc motor drive,variable speed.stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; stepless speed regulating;



H01-1B



H01-1C



H01-3

无刷直流电机驱动 无级调速 机械定时器定时 最长定时120分钟 φ 145mm不锈钢加热盘 搅拌量大 不同功能  
能满足不同用户的需要。  
Brushless Dc motor drive,variable speed.Mechanical timer and the longest time :120 minutes φ 145 mm stainless steel heating plate Driven by brshless DC motor; stepless speed regulating;



95-1



94-2



H97



H97-A

### 技术参数 ( Technical data )



型号 Type	H01-1B	H01-1C	H01-3
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	5L	5L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	10W	10W	15W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~2000	启动~2000	启动~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ 145	Φ 145	Φ 175
数字显示 Digital Display	转速、温度 Speed, temperature	温度 Temperature	—
加热功率 ( W ) Heating power	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within	800W内可调 800W adjustable within
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150
液体控温 Liquid temperature	传感器 Sensor	传感器 Sensor	导电温度计 ( 客户自备 ) Conductive thermometers
外形尺寸 ( mm ) Dimension	225 × 155 × 125	225 × 155 × 125	290 × 180 × 135
重量 ( kg ) Weight	4.2	4.2	5.9


### 技术参数 ( Technical data )




型号 Type	95-1	94-2	H97	H97-A
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	3L	3L	10L	10L
电机类型 Motor type	交流伺服电机 可正反转搅拌 AC servo motors reversing agitation	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	8W	8W	10W	10W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1200	启动~1500	启动~2000	启动~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ 145	Φ 145	Φ 145	Φ 145
加热功率 ( W ) Heating power	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150	室温~150 ( 1L以内 ) Room temperature ~150
液体控温 Liquid temperature	导电温度计(客户自备) Conductive thermometers	导电温度计(客户自备) Conductive thermometers	导电温度计(客户自备) Conductive thermometers	导电温度计(客户自备) Conductive thermometers
定时范围(min) Timing range	120	120	120	120
外形尺寸 ( mm ) Dimension	225 × 155 × 125	225 × 155 × 125	225 × 155 × 125	225 × 155 × 125
重量 ( kg ) Weight	3.5	3.5	3.6	3.6

铝合金外壳整体压铸 无刷直流电机驱动 无级调速 采用电热套加热，具有受热面积大、均匀、升温快的特点，最高温度380℃。多种型号，适合不同的使用要求。

Aluminum alloy die casting shell as a whole, brushless Dc motor drive, variable speed. Using electric heating units with heated area is characterized by a uniform warming fast maximum temperature 380 °C A variety of models suitable for you requirements;



08-2T



SH05-3T

● 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	08-2T	SH05-3T
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button
电压 (AC) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max.stirring capacity	250ml或500ml	1000ml
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	10W	15W
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
加热功率 (W) Heating power	160W/260W	380W
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150 Room temperature ~150	室温~150 Room temperature ~150
外接传感器控温精度 (℃) External temperature control precision	± 1	± 1
定时范围(min) Timing range	250	250
外形尺寸 (mm) Dimension	250 × 150 × 170	315 × 190 × 190
重量 (kg) Weight	4.5	6.5

无刷直流电机驱动，无极调速，LED数显窗，每个工位都可独立操作，不锈钢工作台面。

Brushless Dc motor drive,variable speed.2 LED display windows, Every station can be operated independently Stainless steel countertops



522G



524G



H01-1D



H05-1



H04-1


● 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	522G	524G	H01-1D	H05-1	H04-1
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V
搅拌工位 Mixing site	2	4	6	4	10
最大搅拌量 (水) Max.stirring capacity	3L × 2	3L × 4	3L × 6	3L × 4	1L × 10
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	8W	8W	8W	8W	8W
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time	—	—
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	Φ 145	Φ 145	Φ 145	Φ 145	Φ 110
加热功率 (W) Heating power	2 × 600	4 × 600	6 × 360W内可调	4 × 360W内可调	10 × 200W内可调
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温~150(1L以内) Room temperature ~150	室温~150(1L以内) Room temperature ~150	室温~150(1L以内) Room temperature ~150	室温~150(1L以内) Room temperature ~150	室温~150(0.5L以内) Room temperature ~150
液体控温 Liquid temperature	传感器 Sensor	传感器 Sensor	传感器 Sensor	导电温度计(客户自备) Conductive thermometers	导电温度计(客户自备) Conductive thermometers
外形尺寸 (mm) Dimension	380 × 265 × 105	380 × 380 × 145	1005 × 230 × 130	670 × 230 × 130	645 × 300 × 115
重量 (kg) Weight			12.8	28	14.5
					22

## 多工位磁力搅拌器 (不带加热)

Multi-position magnetic stirrer (Without heating)

无刷直流电机驱动 无极调速 LED数显窗 每个工位都可独立操作，并可分别显示转速，不锈钢工作台面



MYP84-1 (二)



MYP84-1 (六)



MYP84-1 (四)



MYP84-1 (十)

## 多工位磁力搅拌器 (不带加热)

Multi-position magnetic stirrer (Without heating)

无刷直流电机驱动，无极调速 LED数显窗，每个工位都可独立操作，不锈钢工作台面。

Brushless Dc motor drive, variable speed. 2 LED display windows, Every station can be operated independently Stainless steel countertops



84-1 (四)



84-1 (六)



84-1A (四)



84-1A (六)

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP84-1 (二)	MYP84-1 (四)	MYP84-1 (六)	MYP84-1 (十)
控制操作形式 Control	旋钮+按键 Knob+Button	旋钮+按键 Knob+Button	旋钮+按键 Knob+Button	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V
搅拌工位 Mixing site	2	4	6	10
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	1.5L × 2	1.5L × 4	1.5L × 6	1L × 10
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	8W × 2	8W × 4	8W × 6	4W × 10
数字显示 Digital Display	转速 Speed	转速 Speed	转速 Speed	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 ( mm ) Dimension	280 × 165 × 80	290 × 275 × 80	420 × 275 × 80	555 × 190 × 55
重量 ( kg ) Weight		8.2	11	

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	84-1 (四)	84-1 (六)	84-1A (二)	84-1A (四)	84-1A (六)
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V
搅拌工位 Mixing site	4	6	2	4	6
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	1.5L × 4	1.5L × 6	1.5L × 2	1.5L × 4	1.5L × 6
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor				
电机功率 Motor Power	8W × 4	8W × 6	8W × 2	8W × 4	8W × 6
数字显示 Digital Display	转速 Speed	转速 Speed	—	—	—
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel				
外形尺寸 ( mm ) Dimension	290 × 280 × 80	420 × 300 × 80	280 × 165 × 80	290 × 280 × 80	420 × 300 × 80
重量 ( kg ) Weight	8.2	11	—	8.2	11

无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，不同的外形尺寸和搅拌量，适应不同的使用要求。

Brushless Dc motor drive. Stainless steel working face Different dimensions and mixing capacity to adapt to different requirements



MYP13-2



MYP13-2S

无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，不同的外形尺寸和搅拌量，适应不同的使用要求。

Brushless Dc motor drive,Stainless steel working face Different dimensions and mixing capacity to adapt to different requirements



85-1A

85-1

85-2A

98-1

98-2

H03-A

H03-B

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP13-2	MYP13-2S
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	3L	5L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	8W	15W
数字显示 Digital Display	—	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 ( mm ) Dimension	200×140×70	200×140×70
重量 ( kg ) Weight	0.9	0.9


### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	85-1A	85-1	85-2A	98-1	98-2	H03-A	H03-B
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	2L	3L	5L	10L	10L	10L	20L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	4W	8W	10W	15W	15W	15W	40W
数字显示 Digital Display	—	—	—	电压表显示 输出电压 Voltmeter shows the output voltage	—	转速 Speed	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed Range	启动~2000	启动~1500	启动~2000	启动~2000	启动~2000	启动~2000	启动~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 ( mm ) Dimension	120×130×65	210×130×65	245×145×100	260×160×110	260×160×85	210×210×85	210×210×105
重量 ( kg ) Weight	1.2	2.5	3.8	4.7	4.8	4.1	4.13

注：98-1磁力搅拌器在机后装有220V插座，输出电压可调，配上加热管和导电温度计，可加热控温。

无刷直流电机驱动 不锈钢工作台面 强磁力 大功率 大搅拌量 结构坚固 转速数显 本公司自产电机 特殊的调速范围可定制

Brushless Dc motor drive,variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customized.




MYP16-4



MYP16-5

无刷直流电机驱动 不锈钢工作台面 强磁力 大功率 大搅拌量 结构坚固 转速数显 本公司自产电机 特殊的调速范围可定制

Brushless Dc motor drive,variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customized.



## 技术参数 ( Technical data )

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP16-4	MYP16-5
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	20L	50L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	40W	100W
数字显示 Digital Display	转速 Speed	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed Range	启动~2000	启动~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 ( mm ) Dimension	380×300×105	495×400×115
重量 ( kg ) Weight	10.0	12.0

型号 Type	90-1	90-1A	90-1B	96-1	H01-2
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	20L	20L	20L	50L	52L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	40W	40W	40W	100W	100W
数字显示 Digital Display	—	电压表显示 Output voltage Voltmeter shows the output voltage	转速 Speed	—	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed Range	启动~2000	启动~2000	启动~2000	启动~1400	启动~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 ( mm ) Dimension	305×300×105	305×300×105	305×300×105	410×400×115	410×400×115
重量 ( kg ) Weight	8.6	8.6	8.6	12.2	12.2

注 : 90-1A 磁力搅拌器在机后装有 220V 插座 , 输出电压可调 , 配上加热管和导电温度计 ( 客户自备 ) , 可加热控温。

Note: The output voltage is adjustable for a 220V socket equipped with 90-1A magnetic stirrer. Coupled with heating pipes and conductive thermometers , Temperature control is available for it.

无刷直流电机驱动 不锈钢工作台面 强磁力 大功率 大搅拌量 结构坚固 转速数显 本公司自产电机 特殊的调速范围可定制

Brushless Dc motor drive,variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customized.



08-3G



H01-2G



### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	08-3G	H01-2G
控制操作形式 Control	按键 Button	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	20L	100L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	40W	150W
数字显示 Digital Display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1400
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy
工作盘尺寸 ( mm ) Working plate size	Φ 300	Φ 500
加热功率 ( W ) Heating power	2000W	4300W
液体控温范围°C Liquid temperature range	室温~150 Room temperature ~150	室温~150 Room temperature ~150
液体控温 Liquid temperature	传感器 Sensor	传感器 Sensor
外形尺寸 ( mm ) Dimension	380 × 310 × 150	620 × 500 × 850 ( 落地式 )
重量 ( kg ) Weight	11.5	—

称重磁力搅拌器集电子称和磁力搅拌器于一体 电子称采用优质品牌的传感器 数字部分采用高精度A/D转换 分辨率高 无刷直流电机驱动 不锈钢工作台面 强磁力 大功率 大搅拌量 结构坚固 转速数显 本公司自产电机 特殊的调速范围和搅拌量可定制

weighing magnetic stirrer com bines electronic scale and magnetic stirrer into one Electronic sensor adopts premium brand transducer ,and digital part applies high precision A/D conversion,with high resolution Brushless Dc motor drive, variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customize

MYP16称重磁力搅拌器  
( 50L )MYP16称重磁力搅拌器  
( 100L )

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP16称重磁力搅拌器 ( 50L )	MYP16称重磁力搅拌器 ( 100L )
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	50L	100L
称量范围 Weighing range	100kg	250kg
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	100W	150W
数字显示 Digital Display	重量、转速、时间 Weight, speed, time	重量、转速、时间 Weight, speed, time
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1400	启动~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 ( mm ) Dimension	515 × 400 × 155	650 × 500 × 900

H01-2A落地式磁力搅拌器为大容量、大功率单搅拌、强磁力搅拌器，采用三相无刷直流电机，电机温升极微，转速数显，落地式，操作台高于机身，便于操作，机下装有脚轮，适用于大容量搅拌。

This Magnetic Stirrer is of high capacity, high power single stirring, and a strong magnetic stirrer. Three phase brushless direct current motor, little temperature rise for the motor, rotation speed digital display, floor type, control board higher than the apparatus, convenient operation, trundles equipped, suitable for high capacity stirring, are the features of it.



H01-2A

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	H01-2A
控制操作形式 Control	旋钮 Knob
电压 ( AC ) Voltage	220V
最大搅拌量 ( 水 ) Max.stirring capacity	100L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	150W
数字显示 Digital Display	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel

MYP19系列电动搅拌器外壳由耐腐蚀工程塑料压铸，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路。采用36V无刷直流电机驱动，安全性强，单片机控制，闭环调速，转速稳定，具有长达9999分钟的定时，液晶屏显示各功能。配上输入宽电压，输出36V的电源适配器，适用于多种电压场合。

MYP19 series electric agitator shell is made of corrosion-resistant engineering plastics by die-casting. The closed shell prevents liquid from splashing into the internal corrosion circuit of the machine. It is driven by 36V brushless DC motor, with strong security, controlled by single chip microcomputer, adjustable speed by idle ring, stable rotation speed, timing up to 9999 minutes, LCD display functions. Equipped with a wide input voltage, output 36V power adapter, suitable for a variety of voltage occasions



### 技术参数 ( Technical data )


MYP19100

MYP19150

型号 Type	MYP19050	MYP19100	MYP19150
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M
电机功率 Motor Power	50W	100W	150W
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 ( mm ) Stirring rod length	350	350	500
搅拌棒材质 Stirring rod material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 ( mm ) Pole length	700	700	700
夹头夹持尺寸 ( mm ) chuck clamping range	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13
外形尺寸 ( mm ) Dimension	380×82×210(主机)	380×82×210(主机)	380×82×210(主机)
重量 ( kg ) 全套重量 Weight	11	12.0	12.0

注：搅拌棒材质可选F4或不锈钢，底座可选平板型或弯角型

无刷直流电机驱动 穿透式搅拌轴 单片机闭环控制 转速恒定 数字显示及设定转速 旋转式编码器控制  
 Brushless DC motor drive penetration type stirring shaft MCU closed-loop control Constant and stable rotational speed  
 Digital display and speed setting ,rotary encoder operation



### 技术参数 ( Technical data )


型号 Type	MYP2011-50	MYP2011-100	MYP2011-150	MYP2011-250
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M	1N.M
电机功率 Motor Power	50W	100W	150W	250W
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	LCD	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 ( mm ) Stirring rod length	350	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 ( mm ) Pole length	700	700	700	700
夹头夹持尺寸 ( mm ) chuck clamping range	φ 1.5-13	φ 1.5-13	φ 1.5-13	φ 1.5-13
外形尺寸 ( mm ) Dimension	380×82×210(主机)	380×82×210(主机)	380×82×210(主机)	380×82×210(主机)
重量 ( kg ) 全套重量 Weight	12	12.3	12.5	12.6

注：搅拌棒材质可选F4或不锈钢，底座可选平板型或弯角型

无刷直流电机驱动 微处理器控制 显示转速 时间 加速率精确 结构精密 操作简单 正转时间 t1 、 反转时间 t3 、 间歇时间 t2 、 t4 的时间单位一秒 ( 最长255秒 ) 定时的时间单位一分 ( 最长9999分 ) ， 加速单位rpm/秒  
 Brushless DC motor drive micro-processor control rotate speed display time accurate acceleration precise structure simple operation FWD time1 REV time3 Interval time max 255sec max 9999 Acceleration Unit rpm / sec



MYP12-2程控面板



程序过程曲线图

### 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	MYP12-2-10	MYP12-2-15	MYP12-2-25
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor Power	100W	150W	250W
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 ( mm ) Stirring rod length	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 ( mm ) Pole length	700	700	700
夹头夹持尺寸 ( mm ) chuck clamping range	φ 1.5-13	φ 1.5-13	φ 1.5-13
外形尺寸 ( mm ) Dimension	410×93×160(主机)	410×93×170(主机)	410×93×180(主机)
重量 ( kg ) 全套重量 Weight	12.3	12.5	12.6

无刷直流电机驱动 穿透式搅拌轴 单片机闭环控制 转速恒定 数字显示及设定转速 旋转式编码器控制  
Brushless DC motor drive penetration type stirring shaft MCU closed-loop control Constant and stable rotational speed  
Digital display and speed setting ,rotary encoder operation


● 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	H2004G	H2010G	H2015G	H2025G
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M	1N.M
电机功率 Motor Power	40W	100W	150W	250W
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	LCD	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 ( mm ) Stirring rod length	300	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 ( mm ) Pole length	700	700	700	700
夹头夹持尺寸 ( mm ) chuck clamping range	Φ 1.5-10	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13
外形尺寸 ( mm ) Dimension	410×93×160(主机)	410×93×160(主机)	410×93×170(主机)	410×93×180(主机)
重量 ( kg ) 全套重量 Weight	12	12.3	12.5	12.6

注：搅拌棒材质可选F4或不锈钢，底座可选平板型或弯角型

无刷直流电机驱动 转速数显  
Brushless DC motor drive; Digital display rotation speed


● 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	D2004W	D2010W	D2015W	D2025W
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M	1N.M
电机功率 Motor Power	40W	100W	150W	250W
电压 ( AC ) Voltage	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	LED	LED	LED	LED
搅拌棒长度 ( mm ) Stirring rod length	300	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 ( mm ) Pole length	700	700	700	700
夹头夹持尺寸 ( mm ) chuck clamping range	Φ 1.5-10	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13
外形尺寸 ( mm ) Dimension	390×93×160(主机)	390×93×160(主机)	390×93×180(主机)	390×93×180(主机)
重量 ( kg ) 全套重量 Weight	8.4	12.1	12.5	13

注：搅拌棒材质可选F4或不锈钢，底座可选平板型或弯角型

无刷直流电机驱动 转速数显

Brushless DC motor drive; Digital display rotation speed


● 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	JB50-S	JB90-S	JB200-S
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	1N.M
电机功率 Motor Power	50W	90W	200W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1500	启动~1500	启动~1500
数字显示 Digital Display	LED	LED	LED
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	300	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	700
夹头夹持尺寸 (mm) chuck clamping range	Φ 1.5-10	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13
外形尺寸 (mm) Dimension	390 × 93 × 160(主机)	390 × 93 × 160(主机)	390 × 93 × 180(主机)
重量 (kg) 全套重量 Weight	8.4	12.1	12.5

注：搅拌棒材质可选F4或不锈钢，底座可选平板型或弯角型

交流感应电机驱动 测速机负反馈电子调速和变频调速，运作稳定 转速不受负载的影响 转速数字显示

Driven by AC motor; speed machine show negative feedback electronic speed and frequency control; stable operation and the load not affect the rotation speed; digital show the speed;


● 技术参数 ( Technical data )

型号 Type	S312-60	S312-90	S312-120	S312-250	S312-750
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
调速方式 Speed way	电子调速 Electronics speed control	电子调速 Electronics speed control	变频调速 frequency control	变频调速 frequency control	变频调速 frequency control
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor	交流感应电机 AC induction motor	交流感应电机 AC induction motor	交流感应电机 AC induction motor
电机功率 Motor Power	60W	90W	120W	250W	750W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed Range	启动~1400	启动~1400	启动~1400	启动~1400	启动~1400
数字显示 Digital Display	LED	LED	LED	LED	LED
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	450	450	500
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	聚四氟 PTFE	聚四氟 PTFE	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	800	800	定制
夹头夹持尺寸 (mm) chuck clamping range	Φ 1.5-10	Φ 1.5-10	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13	Φ 1.5-13
重量 (kg) 全套重量 Weight	11.3	11.3	—	—	—

注：搅拌棒材质可选F4或不锈钢，底座可选平板型或弯角型

该产品是磁力搅拌器搅拌溶液时必用部件，我公司生产的搅拌子，采用优质永磁磁钢，具有耐高温300℃、耐磨、耐化学腐蚀、无毒性、旋转力矩大、运转稳定等优点。各种型号和规格齐全，能满足用户不同的使用要求，特殊规格可定制。

The magnetic bar is the essential part of our stirrer, using the high-quality permanent-magnet alnico. The bar is able to bear the high temperature of 300℃. Besides, it features in chemical corrosion-resistant, wear-resistant, non-toxic, large stirring torque and smooth operation. The special model order is available according to your needs.

产品名称	型号	外形尺寸 (mm)	出厂价 (元)
橄榄型	A615	直径×长度: 6×15	5.9
	A820	直径×长度: 8×20	7.2
	A923	直径×长度: 9×23	7.9
	A1030	直径×长度: 10×30	9.4
	A1335	直径×长度: 13×35	11
	A1758	直径×长度: 17×58	31.9
圆柱形	B310	直径×长度: 3×10	3.8
	B515	直径×长度: 5×15	4.7
	B620	直径×长度: 6×20	5.3
	B625	直径×长度: 6×25	6.5
	B628	直径×长度: 6×28	7.4
	B835	直径×长度: 8×35	11.7
	B740	直径×长度: 7×40	11.1
	B845	直径×长度: 8×45	12.4
	B1050	直径×长度: 10×50	23.4
	B1255	直径×长度: 12×55	36.4
	B1485	直径×长度: 14×85	78
	B15100	直径×长度: 15×100	156
	B15125	直径×长度: 15×125	325
	C813	直径×长度: 8×13	2.9
八面型	C816	直径×长度: 8×16	3.3
	C822	直径×长度: 8×22	5.9
	C925	直径×长度: 9×25	7.7
	C929	直径×长度: 9×29	10.4
	C938	直径×长度: 9×38	15.5
	D820	直径×长度: 8×20	8.5
椭圆形	D1225	直径×长度: 12×25	12.4
	D1535	直径×长度: 15×35	24.1
	D1485	直径×长度: 14×85	33.2
	H820	直径×长度: 8×20	7.3
菱形	H925	直径×长度: 9×25	9.2
	H1335	直径×长度: 13×35	14.1
	H1540	直径×长度: 15×40	26.7
试管搅拌子	Φ10	直径: 10	15.6
取磁棒		直径×长度: 12×350	80.00
		直径×长度: 12×450	90.00
不锈钢搅拌棒		直径×长度: 8×350	120.00
聚四氟乙烯搅拌棒		直径×长度: 7×350	120.00



聚四氟乙烯搅拌子  
Φ100mm



医用不锈钢搅拌子  
Φ15mm×120mm



医用不锈钢搅拌子  
Φ30mm×215mm



聚四氟乙烯搅拌子  
长200mm×宽40mm×高30mm