







价目表

PRICE LIST OF 2020



>> 浙江和利制冷设备有限公司 浙江兰溪市女埠工业园A区 服务热线:17857186687



卧式超低温保存箱

专业存储深海鱼，如金枪鱼，采用超低温急速冷冻技术，使金枪鱼在很短的时间内鱼体中心温度下降至 -60℃ 以下，可长期保持鱼体细胞的生物活性及营养成分。



DW-W60



DW-W320



DW-W620

0系列卧式超低温保存箱（发泡层100mm）

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-40W60	5300	670*765*905	470*470*300	-40	60	78	310	
DW-65W60	8800	670*765*905	470*470*300	-65	60	78	330	1、思科普压缩机
DW-80W60	9600	670*765*905	470*470*300	-80	60	78	350	2、304不锈钢内胆
DW-40W120	6200	810*765*885	610*470*600	-40	120	89	320	3、冷板喷涂外箱
DW-65W120	10000	810*765*885	610*470*600	-65	120	89	340	4、直冷（铜管）
DW-80W120	11000	810*765*885	610*470*600	-80	120	89	370	5、高低温报警
DW-40W220	7000	1160*765*885	960*470*605	-40	220	106	380	6、门开/断电报警可选配
DW-65W220	11000	1160*765*885	960*470*605	-65	220	106	400	7、EBM静音风机
DW-80W220	12200	1160*765*885	960*470*605	-80	220	106	420	8、可放网筐
DW-40W320	8200	1530*765*885	1330*470*600	-40	320	126	450	
DW-65W320	11900	1530*765*885	1330*470*600	-65	320	126	480	
DW-80W320	13200	1530*765*885	1330*470*600	-80	320	126	500	
DW-40W420	10800	1680*765*980	1500*470*695	-40	420	146	480	
DW-65W420	13800	1680*765*980	1500*470*695	-65	420	146	500	
DW-80W420	15200	1680*765*980	1500*470*695	-80	420	146	530	
DW-40W520	12800	1855*890*1005	1220*600*695	-40	520	153	480	
DW-65W520	15800	1855*890*1005	1220*600*695	-65	520	153	500	
DW-80W520	18800	1855*890*1005	1220*600*695	-80	520	153	530	
DW-40W620	14800	2115*890*1005	1480*600*695	-40	620	174	500	
DW-65W620	18800	2115*890*1005	1480*600*695	-65	620	174	520	
DW-80W620	22800	2115*890*1005	1480*600*695	-80	620	174	550	

卧式超低温保存箱

专业存储深海鱼，如金枪鱼，采用超低温急速冷冻技术，使金枪鱼在很短的时间内鱼体中心温度下降至 -60℃以下，可长期保持鱼体细胞的生物活性及营养成分。



DW-W88



DW-W298



DW-W398

卧式保存箱（发泡层为70mm）

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-25W88	4600	670*765*905	530*530*320	-25	88	76	300	1、思科普压缩机
DW-40W88	5200	670*765*905	530*530*320	-40	88	76	320	2、304不锈钢内胆
DW-25W118	4800	670*765*1025	530*530*435	-25	118	80	300	3、冷板喷涂外箱
DW-40W118	5400	670*765*1025	530*530*435	-40	118	80	320	4、直冷（铜管）
DW-25W158	5000	900*765*945	760*530*380	-25	158	86	310	5、高低温报警
DW-40W158	5600	900*765*945	760*530*380	-40	158	86	330	6、门开/断电报警可选配
DW-25W298	5800	1160*765*885	1020*530*590	-25	298	103	360	7、EBM静音风机
DW-40W298	6600	1160*765*885	1020*530*590	-40	298	103	400	8、可放网筐
DW-25W398	6400	1530*765*885	1390*530*590	-25	398	122	450	
DW-40W398	7400	1530*765*885	1390*530*590	-40	398	122	480	
DW-25W498	8600	1680*765*970	1540*530*690	-25	498	141	500	
DW-40W498	9600	1680*765*970	1540*530*690	-40	498	141	520	



卧式超低温保存箱

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。



DW-W58



DW-W118



DW-W458

8系列卧式超低温保存箱（发泡层为150mm）

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-40W58	5300	670*765*1025	410*410*385	-40	58	83	350	
DW-60W58	8800	670*765*1025	410*410*385	-60	58	83	360	
DW-86W58	11500	670*765*1025	410*410*385	-86	58	83	380	1、思科普压缩机
DW-40W118	11000	1270*795*990	540*400*560	-40	118	126	370	2、304不锈钢内胆
DW-60W118	15300	1270*795*990	540*400*560	-60	118	126	380	3、冷板喷涂外箱
DW-86W118	17300	1270*795*990	540*400*560	-86	118	126	400	4、直冷（铜管）
DW-105W118	32800	1270*795*990	540*400*560	-105	118	135	700	5、高低温报警
DW-135W118	40200	1270*795*990	540*400*560	-135	118	135	1020	6、门开/断电报警可选配
DW-40W258	14600	1510*895*1095	780*500*660	-40	258	162	390	7、EBM静音风机
DW-60W258	19100	1510*895*1095	780*500*660	-60	258	162	400	
DW-86W258	26800	1510*895*1095	780*500*660	-86	258	162	500	
DW-105W258	50000	1510*895*1095	780*500*660	-105	258	171	750	
DW-135W258	61000	1510*890*1095	780*500*660	-135	258	171	1150	
DW-40W358	16500	1810*895*1095	1080*500*660	-40	358	185	480	
DW-60W358	20000	1810*895*1095	1080*500*660	-60	358	185	500	
DW-86W358	29800	1810*895*1095	1080*500*660	-86	358	185	510	
DW-105W358	61800	1810*895*1095	1080*500*660	-105	358	193	820	
DW-40W458	18200	2115*895*1095	1380*500*660	-40	458	207	500	
DW-60W458	21100	2115*895*1095	1380*500*660	-60	458	207	520	
DW-86W458	32600	2115*895*1095	1380*500*660	-86	458	207	530	
DW-105W458	73000	2115*895*1095	1380*500*660	-105	458	216	900	

立式超低温保存箱

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。



DW-L28



DW-L58



DW-L158



DW-L308

8系列立式超低温保存箱

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-40L28	5900	470*490*1120	266*261*400	-40	28	66	270	1、思科普压缩机
DW-60L28	8600	470*490*1120	266*261*400	-60	28	66	370	2、304不锈钢内胆
DW-80L28	12400	470*490*1120	266*261*400	-80	28	66	400	3、冷板喷涂外箱
DW-40L58	6800	670*765*1025	361*405*410	-40	58	78	290	4、直冷（铜管）
DW-60L58	9700	670*765*1025	361*405*410	-60	58	78	380	5、高低温报警
DW-86L58	13500	600*665*1150	361*405*410	-86	58	78	450	6、门开/断电报警可选配
DW-40L108	8500	700*730*1260	460*460*510	-40	108	107	300	7、EBM静音风机
DW-60L108	12700	700*730*1260	460*460*510	-60	108	107	400	
DW-86L108	16800	700*730*1260	460*460*510	-86	108	107	480	
DW-40L158	10600	700*700*1580	460*455*800	-40	158	123	320	
DW-60L158	15300	700*700*1580	460*455*800	-60	158	123	450	
DW-86L158	19100	700*700*1580	460*455*800	-86	158	123	500	
DW-40L208	13600	810*730*1600	570*485*800	-40	208	142	350	
DW-60L208	17300	810*730*1600	570*485*800	-60	208	142	480	
DW-86L208	24200	810*730*1600	570*485*800	-86	208	142	550	
DW-40L308	16600	810*760*1810	570*485*1140	-40	308	160	400	
DW-60L308	19300	810*760*1810	570*485*1140	-60	308	160	530	
DW-86L308	29300	810*760*1810	570*485*1140	-86	308	160	580	

■ 立式超低温保存箱 ■

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。



DW-L408



DW-L608



DW-L938

8系列立式超低温保存箱

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-40L408	19100	850*960*1860	550*630*1140	-40	408	200	420	1、思科普压缩机
DW-60L408	21100	850*960*1860	550*630*1140	-60	408	200	550	2、304不锈钢内胆
DW-86L408	34400	850*960*1860	550*630*1140	-86	408	200	600	3、冷板喷涂外箱
DW-40L508	22000	870*1030*1975	570*710*1225	-40	508	250	800	4、直冷（铜管）
DW-60L508	30000	870*1030*1975	570*710*1225	-60	508	250	880	5、高低温报警
DW-86L508	38000	870*1030*1975	570*710*1225	-86	508	250	880	6、门开/断电报警可选配
DW-40L608	26800	940*980*1920	700*680*1255	-40	608	265	810	7、EBM静音风机
DW-60L608	38200	940*980*1920	700*680*1255	-60	608	265	880	
DW-86L608	42000	940*980*1920	700*680*1255	-86	608	265	900	
DW-40L708	30700	1090*1010*1860	850*735*1170	-40	708	285	820	
DW-60L708	43500	1090*1010*1860	850*735*1170	-40	708	285	900	
DW-86L708	52600	1090*1010*1860	850*735*1170	-86	708	285	920	
DW-40L808	34800	1090*1010*2025	850*735*1335	-40	808	300	850	
DW-60L808	48800	1090*1010*2025	850*735*1335	-60	808	300	930	
DW-86L808	62800	1090*1010*2025	850*735*1335	-86	808	300	950	
DW-40L938	37300	1240*1000*2000	1000*700*1335	-40	938	320	900	
DW-60L938	54600	1240*1000*2000	1000*700*1335	-60	938	320	980	
DW-86L938	72800	1240*1000*2000	1000*700*1335	-86	938	320	1020	

立式低温冷冻柜

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。



DW-L160



DW-L500



DW-L630

0系列立式低温冷冻柜（发泡层90mm）

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-25L160	8000	700*730*1260	520*530*565	-25	155	103	300	1、思科普压缩机
DW-40L160	9000	700*730*1260	520*530*565	-40	155	103	300	2、304不锈钢内胆
DW-25L280	11000	810*730*1600	630*525*855	-25	220	138	350	3、冷板喷涂外箱
DW-40L280	12200	810*730*1600	630*525*855	-40	220	138	350	4、直冷（铜管）
DW-25L400	14000	810*760*1810	630*525*1195	-25	395	155	400	5、高低温报警
DW-40L400	15000	810*760*1810	630*525*1195	-40	395	155	400	6、门开/断电报警可
DW-25L500	16000	850*960*1860	670*700*1230	-25	576	195	420	7、EBM静音风机
DW-40L500	17000	850*960*1860	670*700*1230	-40	576	195	420	
DW-25L630	18600	870*1030*1975	690*770*1335	-25	709	243	800	
DW-40L630	19600	870*1030*1975	690*770*1335	-40	709	243	800	

■ 立式低温冷冻柜 ■

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。



DW-L730



DW-L860



DW-L1120

0系列立式低温冷冻柜（发泡层90mm）

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-25L730	22000	940*980*1920	760*740*1285	-25	736	258	810	1、思科普压缩机
DW-40L730	23000	940*980*1920	760*740*1285	-40	736	258	810	2、304不锈钢内胆
DW-25L860	24000	1090*1010*1860	910*775*1200	-25	860	277	820	3、冷板喷涂外箱
DW-40L860	25600	1090*1010*1860	910*775*1200	-40	860	277	820	4、直冷（铜管）
DW-25L980	26000	1090*1010*2025	910*775*1364	-25	980	292	850	5、高低温报警
DW-40L980	28000	1090*1010*2025	910*775*1364	-40	980	292	850	6、门开/断电报警可选配
DW-25L1120	30000	1240*1000*2000	1060*760*1365	-25	1119	312	900	7、EBM静音风机
DW-40L1120	32000	1240*1000*2000	1060*760*1365	-40	1119	312	900	



立式低温冷冻柜

适用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、卫生防疫系统、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。



DW-L188



DW-L278



DW-L368

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-25L98	5200	620*645*1150	440*420*565	-25	98	91	290	
DW-40L98	5900	620*645*1150	440*420*565	-40	98	91	290	
DW-60L98	6600	620*645*1150	440*420*565	-60	98	91	320	1、喷涂铝板内胆
DW-25L188	7200	620*645*1570	440*425*985	-25	188	102	320	2、酷比奇压缩机
DW-40L188	8500	620*645*1570	440*425*985	-40	188	102	320	3、EBM静音风机
DW-60L188	12800	620*645*1570	440*425*985	-60	188	102	370	4、外箱冷轧板喷涂
DW-25L278	8200	690*705*1700	510*515*1101	-25	278	116	350	
DW-40L278	9600	690*705*1700	510*515*1101	-40	278	116	350	
DW-60L278	15800	690*705*1700	510*515*1101	-60	278	116	380	
DW-25L368	9000	690*705*1965	510*515*1366	-25	368	123	420	
DW-40L368	10400	690*705*1965	510*515*1366	-40	368	123	420	
DW-60L368	18800	690*705*1965	510*515*1366	-60	368	123	480	

双系统

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。

[illegible][illegible]

■ 冷藏冷冻柜 ■

可用于科学研究，冻存血浆、生物材料、疫苗、军工产品试验等。适用于药房、制药厂、医院、防疫站、卫生所等医疗行业储存药品及生物制品。



HCD-L400

冷藏冷冻柜产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HCD-L150	待开发							
HCD-25L200	10200	620*650*1680	530*490*540上层	冷冻-25℃	125			
HCD-40L200	11200		425*435*409下层	冷冻-40℃	75			
HCD-60L200	12100		上层冷藏2-8℃	冷冻-60℃				
HCD-L300	待开发							
HCD-25L400	12800	770*715*1980	上层660*610*800	冷冻-25℃	140	62	220	1、喷涂内胆(不锈钢加1000)
HCD-40L400	13600		下层553*524*425	冷冻-40℃	220	73	250	2、华意压缩机
HCD-60L400	14600		上层冷藏2-8℃	冷冻-60℃				3、BEM静音风机(-60的思科普

恒温振荡保存箱产品参数

HCD-W101	16000	595*595*1365	432*500*843	22±2	300	83	290	
HCD-W102	待开发							



阴凉柜

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HLC-L260



HLC-L660



HLC-L1360

0系列阴凉柜产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HLC-L160	3200	522*595*1365	432*500*843	8~20° C	140	60/72	220	1、钱江压缩机
HLC-L260	3500	595*605*1620	515*510*1085	8~20° C	220	69/82	250	2、靖江风机
HLC-L360	3800	595*605*1940	515*510*1405	8~20° C	300	80/95	290	3、内胆喷涂板
HLC-L460	4200	680*745*1870	570*610*1380	8~20° C	430	111/127	330	4、外箱为冷板喷涂
HLC-L660	5200	1200*650*1895	1112560*1232	8~20° C	660	129/145	380	5、吹涨式蒸发器
HLC-L960	6000	1200*745*1870	1080*610*1380	8~20° C	830	141/166	450	6、丝管冷凝器
HLC-L1360	7000	1800*745*1870	1680*610*1380	8~20° C	1280	158/188	560	7、SF-477温控

阴凉柜

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HLC-L288



HLC-L388



HLC-L668



HLC-L1008

8系列阴凉柜产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-L288	3800	605*730*1610	515*510*1085	8-20° C	288	94	280	1、喷涂铝板内胆/外箱冷板喷涂
HYC-L388	4200	605*730*1925	525*575*1366	8-20° C	388	107	300	2、华意压缩机
HYC-L668	5600	1220*625*1885	1100*504*1325	8-20° C	668	155	400	3、靖江风机
HYC-L868	6000	1220*755*1885	1100*634*1325	8-20° C	868	180	450	4、SF-477温控
HYC-L1008	6500	1220*855*1885	1100*734*1325	8-20° C	1008	194	480	5、吹涨式蒸发器
HYC-L1358	7800	1880*740*2070	1790*590*1570	8-20° C	1358	210	700	6、丝管冷凝器



冷藏柜

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HLC-L360



HLC-L660



HLC-L1360

0系列冷藏柜产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HLC-L160	3600	522*595*1365	432*500*843	2~8° C	140	62/72	240	1、喷涂板内胆
HLC-L260	3900	595*605*1620	515*510*1085	2~8° C	220	69/82	280	2、外箱冷板喷涂
HLC-L360	4200	595*605*1940	515*510*1405	2~8° C	300	80/95	300	3、华意压缩机
HLC-L460	4600	680*745*1870	560*610*1380	2~8° C	430	111/127	430	4、靖江风机
HLC-L660	5600	1200*650*1895	1112*560*1232	2~8° C	660	129/145	490	5、华岭C306温控
HLC-L960	6400	1200*745*1870	1080*610*1380	2~8° C	830	141/166	580	6、吹胀式蒸发器
HLC-L1360	7400	1800*745*1870	1680*610*1380	2~8° C	1280	158/188	650	7、丝管冷凝器

冷藏柜

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HYC-L288



HYC-L388



HYC-L668



HYC-L1008

8系列冷藏柜产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-L288	4300	605*730*1610	515*510*1085	2~8° C	288	94	300	1、喷涂铝板内胆/外箱冷板喷涂
HYC-L388	4600	605*730*1925	525*575*1366	2~8° C	388	107	320	2、华意压缩机
HYC-L668	6000	1220*680*1885	1100*504*1325	2~8° C	668	155	420	3、靖江风机
HYC-L868	6500	1220*755*1885	1100*634*1325	2~8° C	868	178	480	4、华岭C306温控
HYC-L1008	7200	1220*910*1885	1100*734*1325	2~8° C	1008	194	500	5、吹涨式蒸发器
HYC-L1358	8400	1880*740*2070	1790*590*1570	2~8° C	1358	210	700	6、丝管冷凝器

冷藏箱

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HYC-L70



HYC-L130



HYC-L300



HYC-L1160

0系列冷藏箱产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-L70	4100	450*550*860	370*460*640	2~8° C	70	39/43	170	1、喷涂板内胆/外箱冷板喷涂
HYC-L130	4800	522*595*1365	432*500*843	2~8° C	130	62/70	240	2、华意压缩机
HYC-L230	5400	595*605*1620	515*510*1085	2~8° C	230	73/81	280	3、BEM静音风机
HYC-L300	6000	595*605*1940	515*510*1405	2~8° C	300	83/91	300	4、华岭C306温控
HYC-L360	6300	680*695*1975	580*550*1520	2~8° C	360	132/140	320	5、翅片式蒸发器
HYC-L400	8800	680*745*1870	570*610*1380	2~8° C	400	115/125	430	
HYC-L560	11000	1200*650*1890	1112*560*1230	2~8° C	560	131/148	490	
HYC-L660	13000	1100*650*2080	985*565*1593	2~8° C	660	175/192	570	
HYC-L760	15000	1200*745*1870	1080*610*1380	2~8° C	760	158/178	580	
HYC-L1160	18600	1800*745*1870	1680*610*1380	2~8° C	1160	171/191	650	
HYC-L1360	20000	1880*740*2070	1790*590*1570	2~8° C	1360	195/218	720	

冷藏箱 用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HYC-L288



HYC-L388



HYC-L668



HYC-L1008

8系列冷藏箱产品参数

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-L68	4100	450*550*860	370*460*640	2-8° C	68	39	180	1、喷涂铝板内胆
HYC-L128	4800	522*595*1365	432*500*843	2-8° C	128	62	240	2、外箱冷板喷涂
HYC-L228	5400	595*605*1620	515*510*1085	2-8° C	228	73	280	3、华意压缩机
HYC-L288	5800	605*730*1610	525*575*1050	2-8° C	288	94	300	4、BEM静音风机
HYC-L388	6400	605*730*1925	525*575*1366	2-8° C	388	107	320	5、华岭C306温控
HYC-L408	8800	680*695*1975	580*550*1520	2-8° C	408	132	320	6、翅片式蒸发器
HYC-L558	11000	1200*650*1890	1112*560*1232	2-8° C	558	142	350	
HYC-L668	12000	1220*625*1885	1100*504*1325	2-8° C	668	155	420	
HYC-L868	13600	1220*755*1885	1100*634*1325	2-8° C	868	168	450	
HYC-L1008	15800	1220*855*1885	1100*734*1325	2-8° C	1008	194	500	
HYC-L1358	20000	1880*740*2070	1790*590*1570	2-8° C	1358	201	720	



冷藏箱

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HYC-L230



HYC-L360



HYC-L660



HYC-L1360

0系列冷藏箱产品参数4±1° C

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-L70	5000	450*550*860	370*460*640	4±1° C	70	39/43	180	1. 304不锈钢内胆
HYC-L130	5600	522*595*1365	432*500*843	4±1° C	130	62/70	240	2、思科普压缩机
HYC-L230	6500	595*605*1620	515*510*1085	4±1° C	230	73/81	280	3、BEM静音风机
HYC-L300	7500	595*605*1940	515*510*1405	4±1° C	300	83/91	300	4、外箱冷板喷涂
HYC-L360	7800	680*695*1975	580*550*1520	4±1° C	360	132/140	320	5、华岭C307温控
HYC-L400	8600	680*745*1870	570*610*1380	4±1° C	400	115/125	430	6、选配血筐
HYC-L560	11200	1200*650*1890	1112*560*1230	4±1° C	560	131/148	490	7、视窗门为选配+300/500/800
HYC-L660	16200	1100*685*2080	985*565*1593	4±1° C	660	175/192	570	8、有机玻璃内门
HYC-L760	18600	1200*745*1870	1080*610*1380	4±1° C	760	158/178	580	
HYC-L1160	21600	1800*745*1870	1680*610*1380	4±1° C	1160	171/191	650	
HYC-L1360	24600	1880*740*2070	1790*590*1570	4±1° C	1360	195/218	720	

冷藏箱

用途：适用于医院、血站、科研院所、疾控中心、高校、实验室等行业机构。专业用于储存血液、药品、样品、试剂、疫苗、标本、生物制品等。



HYC-L288



HYC-L388



HYC-L668



HYC-L1008

8系列冷藏箱产品参数 $4\pm 1^{\circ}\text{C}$

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度 $^{\circ}\text{C}$	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-L68	4800	450*550*860	370*460*640	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	70	39	180	1. 304不锈钢内胆
HYC-L128	5600	522*595*1365	432*500*843	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	130	62	240	2、思科普压缩机
HYC-L228	6500	595*605*1620	515*510*1085	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	230	73	280	3、BEM静音风机
HYC-L288	7300	595*605*1940	515*510*1405	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	300	83	300	4、外箱冷板喷涂
HYC-L388	8000	680*695*1975	580*550*1520	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	360	115	320	5、华岭C307温控
HYC-L408	9200	680*745*1870	570*610*1380	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	400	131	430	6、可配血管
HYC-L558	11200	1200*745*1890	1112*560*1230	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	560	132	490	7、视窗门选配+500/800
HYC-L668	15200	1200*745*1870	1080*610*1380	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	760	158	580	8、有机玻璃内门
HYC-L1008	19500	1800*745*1870	1680*610*1380	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	1160	171	650	
HYC-L1358	24600	1880*740*2070	1790*590*1570	$4\pm 1^{\circ}\text{C}$	1360	195	720	

水产超低温卧式



DW-60W70



DW-60W170



DW-60W370



DW-60W470

商用超低温卧式（-65/-80℃）

产品型号	304价格元	外不锈钢 加价	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
DW-65W70	7600	750	670*765*905	470*470*300	-65	70	62/80	330	1、304不锈钢 2、思科普压缩机 3、EBM风机 4、外箱彩钢板 5、凯德温控
DW-80W70	8400				-80	70	62/80	330	
DW-65W170	8500	900	810*765*885	610*470*600	-65	170	72/93	350	
DW-80W170	9700				-80	170	72/93	350	
DW-65W270	9600	1000	1160*765*885	960*470*600	-65	270	87/110	420	
DW-80W270	11200				-80	270	87/110	420	
DW-65W370	10700	1100	1530*765*880	1330*470*600	-65	370	108/135	480	
DW-80W370	12700				-80	370	108/135	480	
DW-65W470	11800	1200	1684*765*970	1480*470*700	-65	470	117/165	500	
DW-80W470	14200				-80	470	117/165	530	
DW-65W570	13500	1300	1754*865*985	1546*550*680	-65	570	153/205	500	
DW-80W570	16300				-80	570	153/205	530	
DW-65W670	14800	1400	2004*865*985	1796*550*680	-65	670	174/240	520	
DW-80W670	17800				-80	670	174/240	550	
DW-65W770	16400	1500	1894*1005*985	1686*690*680	-65	770	178/245	550	
DW-80W770	19400				-80	770	178/245	580	
DW-65W870	19000	1600	2104*1005*985	1896*690*680	-65	870	182/248	600	
DW-80W870	22000				-80	870	182/248	630	
DW-65W1000	20800	1700	2104*1100*985	1896*795*680	-65	1000	196/265	640	
DW-80W1000	24000				-80	1000	196/265	670	



DW-60W268



A large, white, industrial-grade chest freezer. It has a silver handle on the top lid. On the right side of the lid, there is a logo that reads "CAC FREE". Below the lid, on the right side, there is a control panel with a digital display and several buttons. The unit is mounted on four casters.

DW-60W468

	相接触A	室中垢B垢	
--	------	-------	--

[illegible]

智能疫苗箱



HYP-L58A



智能接种冰箱,有效容积 $\geq 60\text{L}$,配备触屏,具备仓储管理,出入库管理功能;可弹出抽屉设计,带有可自动开门的疫苗分类存储抽屉,可以实现指定抽屉自动开门;电脑板控制,箱内温度数字显示,显示精度 $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$;密码保护参数不能随意更改;输入密码才能进入系统查看并更改参数;输入密码才能进入系统查看并更改参数;高低温报警、传感器故障报警、远程报警;精准出入库数据管理、智能的接种台终端,可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接;身份识别功能:配备密码及指纹等身份识别功能,可追溯使用者,也可规避风险;带有条码扫描台,条码扫描台可以支持扫描一维码、二维码扫描,扫描速度快;

智能疫苗箱 (2-8 $^{\circ}\text{C}$)

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度 $^{\circ}\text{C}$	容积L	净重kg	功率w	配置
HYP-L58A	25600	660*585*980	710*530*490	2-8	60	100	160	1、8抽屉
HYP-L360A	25600	680*660*1995	580*490*1400	2-8	398	107	320	2、外喷涂+内不锈钢
								3、华意压缩机
								4、华岭307温控

■ 车载移动冰箱



车载移动冰箱具备交流和直流两个电源接口，用于AC100-120V/50Hz、AC200-240V/50Hz、DC12V, 可切换使用，可车载点烟器供电；

车家两用，防亏电，防颠簸，冷藏冷冻自由调控；

适用于血液、血清、疫苗、生物试剂、特殊药品等冷藏冷冻及运输；

防疫站、卫生所、疾控中心、畜牧局、部队军用、血库、高校、实验室分析等药品冷链物流运输及周转；

食品厂和配销商（冰激凌、奶制品、冷切肉）、快递公司、制药厂、生物医药企业，药品试剂的冷藏冷冻及运输配送；

海钓人存储金枪鱼，三文鱼等高档深海鱼。

车载移动冰箱（2-8℃/-25/-40/-60/-86℃）DC12v/24v直流电

产品型号	价格元	外部尺寸mm	内部尺寸mm	温度° C	容积L	净重kg	功率w	配置
HYC-5W25	4600	780*410*515	325*220*305	2-8	40	23	200	1、思科普压缩机
WL-25W25	6000	780*410*515	325*220*305	-25	40	23	220	2、凯德温控
WL-40W25	7000	780*410*515	325*220*305	-40	40	23	240	3、12V直流电(含转换器)
WL-60W25	8000	780*410*515	325*220*305	-60	25	23	260	4、304不锈钢内胆
WL-86W25	10000	780*410*515	325*220*305	-86	25	23	270	5、PVC外箱材质(-80度另配锂电池)

便携式低温冰箱（2-8℃/-25/-40/-60/-86℃）AC220V交流电

HYC-5W25	3800	780*410*515	325*220*305	2-8	40	23	200	1、思科普压缩机
WL-25W25	6000	780*410*515	325*220*305	-25	40	23	220	2、凯德温控
WL-40W25	7000	780*410*515	325*220*305	-40	40	23	240	3、220V/50HZ交流电
WL-60W25	8000	780*410*515	325*220*305	-60	25	23	260	4、304不锈钢内胆
WL-86W25	9000	780*410*515	325*220*305	-86	25	23	270	5、PVC外箱材质



Q

渔业速冻柜 (-40℃)

[illegible]



- ※不锈钢箱体低温冷冻柜为渔船专用，抗腐蚀，经久耐用。
- ※专业存储深海鱼，如金枪鱼，采用超低温急速冷冻技术，使金枪鱼在很短的时间内鱼体中心温度下降至-60℃以下，可长期保持鱼体细胞的生物活性及营养成分。
- ※可用于科学研究，特殊材料的低温试验，冻存血浆、生物材料、生物制品、军工产品的耐低温试验等。
- ※适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。

渔业船用不锈钢 (-65℃)

[illegible]